

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-pakietowania-zestawow-operacyjnych-p-2752.html>

Stół do pakietowania zestawów operacyjnych



Cena brutto	12 690,00 zł
Cena netto	10 317,07 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TMBY-APA120-4

Opis produktu

Stół do pakietowania zestawów operacyjnych zaprojektowany został głównie z myślą o szpitalach i klinikach. Ma on na celu ułatwić przygotowywanie niezbędnych artykułów do wykonania operacji.

Stelaż tego stołu laboratoryjnego został wykonany z profilu aluminiowego **lakierowanego proszkowo na biało**. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiającą regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu.

Błat oraz szafka stalowe - lakierowane proszkowo.

Wszystkie elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL. Stół został osadzony na **stopkach z możliwością wypoziomowania**, a cała jego **podstawa jest stalowa**.

Stół do pakietowania zestawów operacyjnych, wyposażenie:

- 1xblat 1400x700mm
- 1xszafka z 3 szufladami (wysokość frontu 3x130mm)
- 1xszafka z drzwiczkami 500x500x413mm
- 1xszyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami
- 1xstelaż na akcesoria
- 1xlampe oświetleniowa
- 1xpółka nadblatowa ze stali kwasoodpornej 570x135x250mm
- 1xkoszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo 360x160x150mm
- 1xmaskownica z tyłu biurka

Stół roboczy do sterylizatorni, cechy:

- **do szpitali, laboratoriów, przychodni, pracowni chemicznych oraz klinik**
- do użytku w czasie zabiegów lekarskich, medycznych
- stelaż aluminiowy lakierowany proszkowo na biało
- profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach
- wysokość blatu regulowana za pomocą siłownika elektrycznego w zakresie 920-1410mm
- blat stalowy, lakierowany proszkowo
- szafka stalowa, lakierowana proszkowo
- podstawa stalowa
- elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo wg palety RAL
- stopki z możliwością wypoziomowania
- stabilny
- **sprzedawany z 23% VAT**

-
- **produkowany w Polsce**

Stół do sortowania narzędzi chirurgicznych, dane techniczne:

- wymiary całkowite: 1460x700x1400 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary blatu: 1400x700 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary szafki szufladami: 450x500x413 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x430x105 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary szafki z drzwiczkami: 450x500x413 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

*Dostępne szerokości blatu: 800, 1000, 1200, 1400, 1800 mm (wymiar szerokości blatu mają wpływ na całkowite wymiary stołu)

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor RAL TMBY: Biały , Kremowy , Perłowy , Beżowy , Żółty , Jasny różowy , Czerwony , Brzoskwiniowy , Pomarańczowy , Morski , Seledynowy , Lekko zielony , Jasny zielony , Zielony , Niebieski , Ciemny niebieski , Granatowy , Aluminiowy , Szary