

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stanowisko-do-kapieli-i-przewijania-noworodka-p-2640.html>



# Stanowisko do kąpieli i przewijania noworodka

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>6 850,00 zł</b>                  |
| Cena netto       | <b>6 342,59 zł</b>                  |
| Czas wysyłki     | <b>4 tygodnie</b>                   |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-OSKAR-AC</b>             |
| Kod producenta   | <b>OSKAR-AC-150-PM_-0000-0-T_-N</b> |

## Opis produktu

Prezentujemy Państwu innowacyjną wanienkę zintegrowaną z funkcjonalnym stolikiem zabiegowym i dwudrzwiową szafką, dostępną w wersjach prawo- i lewostronnej. Nasz produkt to połączenie wyjątkowej ergonomii, solidnego wykonania oraz doskonałej funkcjonalności.

Stelaż wanienki został wykonany z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, które zapewniają mu niezwykłą wytrzymałość i stabilność. Dostępne są dwie wersje wykończenia stelaża: anodowany lub lakierowany proszkowo, w szerokiej palecie kolorów zgodnej z paletą RAL. Takie rozwiązanie pozwala dostosować nasz produkt do indywidualnych preferencji estetycznych.

Wypełnienie wanienki oraz blat stolika zostały wykonane z wysokiej jakości płyty meblowej, która została obustronnie laminowana. To zapewnia nie tylko trwałość, ale również łatwość utrzymania czystości. Wanienka i blat stolika zostały wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego, co gwarantuje wytrzymałość na uszkodzenia i długotrwałe użytkowanie. Blat jest monolityczny i wyposażony w komfortowy materacyk, zapewniający maksymalne wsparcie pacjentowi podczas zabiegów.

Stanowisko do kąpieli i przewijania noworodka zostało wyposażone w nóżki o regulowanej wysokości 100 mm, umożliwiające łatwe dostosowanie do różnych powierzchni oraz precyzyjne poziomowanie. Dzięki temu zapewniamy pełną stabilność i komfort podczas korzystania z produktu.

Wymiary naszej wanienki + stolika zabiegowego to 1500x580x900 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Produkt ten doskonale sprawdzi się w różnego rodzaju placówkach medycznych, oddziałach położniczych, noworodkowych, hotelach czy basenach.

Nasza oferta uwzględnia polskie pochodzenie towaru oraz jego wpis do rejestru wyrobów medycznych. Nasz produkt jest sprzedawany ze stawką 8% VAT, co sprawia, że jesteśmy w stanie zapewnić konkurencyjną cenę. Warto zaznaczyć, że cena nie zawiera baterii.

### Stanowisko do kąpieli i przewijania noworodka, cechy:

- Innowacyjne połączenie wanienki, stolika zabiegowego i szafki.
- Dostępność w wersjach prawo- i lewostronnej.
- Wyjątkowa ergonomia, solidne wykonanie i doskonała funkcjonalność.
- Stelaż wykonany z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, zapewniający wytrzymałość i stabilność.
- Dostępne dwie wersje wykończenia stelaża: anodowany lub lakierowany proszkowo, w różnych kolorach zgodnych z paletą RAL.
- Wypełnienie wanienki i blat stolika wykonane z wysokiej jakości płyty meblowej, obustronnie laminowanej,

---

zapewniającą trwałość i łatwość utrzymania czystości.

- Wanienka i blat stolika wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego, gwarantującego wytrzymałość i długotrwałe użytkowanie.
- Blat stolika jest monolityczny i wyposażony w komfortowy materacyk, zapewniający wsparcie pacjentowi podczas zabiegów.
- Stanowisko do kąpieli i przewijania noworodka wyposażone w nóżki o regulowanej wysokości (100 mm), umożliwiające dostosowanie do różnych powierzchni i precyzyjne poziomowanie.
- Wymiary wanienki + stolika zabiegowego: 1500x580x900 mm (szerokość x głębokość x wysokość).
- Produkt idealny dla placówek medycznych, oddziałów położniczych, noworodkowych, hoteli czy basenów.
- Polskie pochodzenie towaru i wpis do rejestru wyrobów medycznych.
- Produkt sprzedawany ze stawką 8% VAT.
- Konkurencyjna cena (bateria nie zawarta w cenie).

#### **Stanowisko do kąpieli i przewijania noworodka, dane techniczne:**

- Wymiary: 1500x580x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

#### **Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Kolor tapicerki TMBY:** brak , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

**Kolor płyt laminowanych TMBY:** brak , Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00% ) , Malinowy róż (+ 10.00% ) , Pomarańczowy (+ 10.00% ) , Czerwień chilli (+ 10.00% ) , Różany (+ 10.00% ) , Fiolet (+ 10.00% ) , Jasnoniebieski (+ 10.00% ) , Cappuccino (+ 10.00% ) , Niebieski marmara (+ 10.00% ) , Niebieski (+ 10.00% ) , Zieleń mamba (+ 10.00% ) , Trawa cytrynowa (+ 10.00% ) , Żółty (+ 10.00% )

**Kolory elementów dekoracyjnych T:** brak , RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary