

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-pionizacji-sm-sp-p-172.html>

Stół do pionizacji SM-SP



Cena brutto	3 967,00 zł
Cena netto	3 673,15 zł
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-TM-SP-SP-1/R

Opis produktu

Stół ten stanowi wyposażenie **szpitali i zakładów opieki**. Szczególnie zalecany jest dla pacjentów **długo leżących w szpitalu, zakładzie opieki lub w domu**. Służy on do stopniowego przemieszczania chorego z pozycji leżącej do pionizowanej. Stół wykorzystywany jest w **przypadku ludzi długo leżących, z porażeniami, niewydolnościami krążeniowymi i licznymi przypadkami pooperacyjnymi**.


Konstrukcja stołu wykonana jest ze stali oraz malowana farbą proszkową na kolor biały. Podstawa stołu posiada jezdne kółka, które posiadają blokadę, co zapewnia bezpieczeństwo oraz stabilność. Istotnym elementem stołu jest leżysko, które pokryte jest wysokiej jakości materiałem skóropodobnym. Materiał ten jest łatwy w czyszczeniu oraz dostępny w szerokiej gamie kolorów. Jedną z zalet tego stołu są pochwyty, na których pacjent może się wesprzeć. Ponadto stół posiada także możliwość zmiany kąta nachylenia leżyska od 0 do +90 stopni, co przeprowadza się za pomocą śruby pociągowej z korbą. Dodatkowym elementem stołu są pasy stabilizacyjne kolan, klatki piersiowej oraz miednicy.

Wyposażenie standardowe, cechy stołu:

- stół nie posiada regulacji wysokości
- pionizacja od 0 do 90 stopni odbywa się ręcznie za pomocą mechanizmu korbowego
- 3 pasy do stabilizacji pacjenta (klatka piersiowa, miednica/biodra i kończyny dolne
- uchwyty drewniane
- 4 skrętne kółka z hamulcem
- szerokość tapicerki 60 cm
- szerokość konstrukcji 75 cm
- wysokość 72 cm
- długość 195 cm

Wyposażenie dodatkowe:

- stabilizacja bioder
- stabilizacja głowy
- stabilizacja kończyn dolnych " kostek"
- stolik do ćwiczeń manualnych - drewniany
- podest stabilizujący z sandałami (przy zamówieniu należy podać rozmiar do wyboru 23 cm, 26 cm, 29 cm i 32 cm)
- banan w kroczu



Dane techniczne:

- wysokość 72 cm
- długość 195 cm
- szerokość tapicerki 60 cm
- szerokość konstrukcji 75 cm
- waga 70 kg
- maksymalne obciążenie 200 kg
- kąt nachylenia 0-90 stopni

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki TMO: 1-biel , 8 - zieleń medyczna , 12 - granat , 15 - czerń , 16 - błękit , 17 - zieleń trawiasta , 20 - beż , 21 - piasek , 22 - pistacja , 23 - niebieski , 25 - bordo , 27 - turkus , 29 - szarość , 30 - czerwień , 31 - pomarańcz , 53 - cytryna , 55 - fiolet , 56 - róż

Banan stabilizujący TMO: Nie , Tak (+ 112,00 zł)

Podest z sandałami TMO: Nie , Tak (+ 213,00 zł)

Stabilizacja bioder TMO: Nie , Tak (+ 289,00 zł)

Stabilizacja głowy TMO: Nie , Tak (+ 289,00 zł)

Stabilizacja kończyn dolnych TMO: Nie , Tak (+ 289,00 zł)

Stolik do ćwiczeń TMO: Nie , Tak (+ 329,00 zł)