

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-pracy-z-personelem-medycznym-pak-2140-70-p-2623.html>

Stół do pracy z personelem medycznym PAK-2/140 (70)



Cena brutto	4 100,00 zł
Cena netto	3 796,30 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PAK-02-140-70-80-KB
Kod producenta	PAK-02-A-140-70-80-010-K12.6

Opis produktu

Stół do pakietowania stosowany jest w miejscach **gdzie czystość odgrywa priorytetową rolę, czyli w szpitalach, sterylizatoriach, laboratoriach, blokach operacyjnych, gabinetach weterynaryjnych lub kuchniach**. Jest typem stołu roboczego przeznaczonym do codziennej pracy z personelem medycznym. Wykonany jest w **całości ze stali kwasoodpornej** co powoduje że nie koroduje pod wpływem wilgoci i jest odporny na negatywne oddziaływanie detergentów oraz innych płynów. **Stół wyposażony w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125mm (szare), wszystkie z blokadą.**

Cechy produktu:

- 2xblat prosty
- blat górny otoczony z trzech stron bandami
- 2xszyba instrumentalna 25x10 mm
- na kółkach wszystkie z blokadą
- łatwy w utrzymaniu czystości
- wytrzymały i stabilny
- prosta konstrukcja
- ergonomiczny

Dane techniczne:

- wymiary: 1400x700x800 mm
- wysokość stołu z bandą: 850 mm
- wymiary blatu górnego: 1400x700 mm
- wymiary blatu dolnego: 1354x654 mm
- [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.