

Stół do rehabilitacji dzieci



Cena brutto	5 360,00 zł
Cena netto	4 962,96 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-SM-JSR1B

Opis produktu

Stół do Rehabilitacji Dzieci JSR 1 B: Nowoczesność i Funkcjonalność w Jednym

Poznaj stół do rehabilitacji dzieci JSR 1 B, idealne rozwiązanie dla małych pacjentów oraz osób z ograniczonymi możliwościami ruchowymi. Zaprojektowany z myślą o najwyższym komforcie i efektywności terapii, ten stół jest niezastąpiony podczas prowadzenia ćwiczeń i stymulacji metodami Wojty i Bobatha.

Wersje Stół JSR 1 B:

- JSR 1 B: Regulacja wysokości manualna
- JSR 1 B E: Regulacja wysokości elektryczna za pomocą siłownika elektrycznego
- JSR 1 B H: Regulacja wysokości hydrauliczna za pomocą siłownika hydraulicznego

Cechy Standardowe:

Każdy model JSR 1 B jest wyposażony w jednoczęściowy blat oraz uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża. Tapicerka skóropodobna dostępna jest w 25 kolorach, a biały kolor stelaża dodaje estetyki i elegancji. Stół posiada także 4 regulowane stopki, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania. Szerokość blatu można dostosować do indywidualnych potrzeb, wybierając spośród opcji: 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm.

Dostępne wersje:

- JSR 1 B: Korba do manualnej regulacji wysokości
- JSR 1 B E: Pilot ręczny do elektrycznej regulacji wysokości
- JSR 1 B H: Pedaly nożne do hydraulicznej regulacji wysokości

Wypożyczenie Opcjonalne:

- Dla tych, którzy potrzebują dodatkowych funkcji, stół JSR 1 B oferuje szereg opcji, które można zamówić przy zakupie nowego stołu:
- Podglówek regulowany sprężyną gazową (P)
- Tapicerka winylowa exclusive line (kolory 101-112)
- Stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (z wyjątkiem koloru białego)
- System jezdny z 4 skrętnymi kółkami (JSR 1 B, JSR 1 B E)
- Pilot nożny lub bezprzewodowy do regulacji wysokości (JSR 1 B E)
- Regulacja wysokości w zakresie od 50 cm do 100 cm (JSR 1 B E)
- Regulacja wysokości w zakresie od 50 cm do 98 cm (JSR 1 B)

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i różnorodnym opcjom personalizacji, stół do rehabilitacji dzieci JSR 1 B spełnia najwyższe standardy medyczne, zapewniając jednocześnie wygodę i bezpieczeństwo. To doskonały wybór dla każdej placówki medycznej, która pragnie oferować swoim małym pacjentom najlepsze warunki do rehabilitacji.

Stół do rehabilitacji dzieci, dane techniczne;

- Długość: 200 cm
- Szerokość: 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm
- Wysokość: od 60 cm do 88 cm
- Waga: 69 kg
- Dopuszczalne obciążenie (regulacja elektryczna): 150 kg
- Dopuszczalne obciążenie (regulacja manualna): 300 kg
- Dopuszczalne obciążenie (regulacja hydrauliczna): 150 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 109 (+ 120,00 zł) , 111 (+ 120,00 zł) , 112 (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Białe połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Podglówek J: nie , tak (+ 216,00 zł)

Regulacja wysokości J: Manualna (bez dopłaty) , Elektryczna (+ 1 081,00 zł) , Hydrauliczna (+ 1 674,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wybierz wysokość: Standardowa: od 60 do 88 cm , Regulacja: od 50 do 98 cm (+ 290,00 zł)