

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-rehabilitacji-dzieci-metoda-vojty-i-bobath-p-1594.html>

Stół do rehabilitacji dzieci metodą Vojty i Bobath



Cena brutto	7 371,00 zł
Cena netto	6 825,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SS-H05

Opis produktu

Stół do rehabilitacji dzieci metodą Vojty i Bobath jest specjalnie zaprojektowanym narzędziem medycznym, które wspiera terapię dzieci w ramach tych dwóch metod rehabilitacyjnych. Jego wysoka jakość i stabilna stalowa konstrukcja pokryta farbą proszkową zapewniają nie tylko bezpieczeństwo, ale także trwałość i odporność na uszkodzenia.

Dzięki regulacji wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego, terapeuci mogą precyzyjnie dostosować stół do odpowiedniej pozycji, zapewniając wygodę i optymalne warunki do terapii. Model SS-H05 wyróżnia się pełni łożyskowanym mechanizmem regulacji wysokości, który gwarantuje płynne i bezproblemowe dostosowanie stołu do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Elementem charakterystycznym tego stołu jest szeroki blat, który umożliwia prowadzenie różnorodnych ćwiczeń zgodnych z metodą Vojty i Bobath. Dzieci mogą komfortowo wykonywać terapeutyczne ruchy i ćwiczenia na całej powierzchni stołu, wspierając rozwój ich motoryki i koordynacji.

Dodatkowo, stół do rehabilitacji dzieci metodą Vojty i Bobath oferuje opcje dodatkowe, takie jak wieszak na podkład i system kółek jezdnych, które zwiększają funkcjonalność i ułatwiają pracę terapeutyczną. Dzięki tym dodatkom, terapeuci mają większą elastyczność w dostosowaniu stołu do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Stół ten jest niezastąpionym narzędziem dla profesjonalistów zajmujących się rehabilitacją dzieci, umożliwiając skuteczną terapię zgodną z metodą Vojty i Bobath. Jego solidna konstrukcja, wszechstronne funkcje i opcje dodatkowe czynią go niezbędnym elementem w każdej placówce medycznej, gdzie priorytetem jest skuteczna i kompleksowa rehabilitacja dzieci.

Rehabilitacja dzieci metodą Vojty i Bobath to dwie popularne metody terapeutyczne stosowane w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi lub rozwojowymi. Oba podejścia mają na celu wspieranie rozwoju motorycznego, koordynacji i kontroli ruchowej u dzieci.

Metoda Vojty opiera się na stymulacji odpowiednich punktów na ciele dziecka, zwanych "refleksami Vojty". Terapeuta stosuje techniki dotykowe i manualne, aby wywołać naturalne, automatyczne reakcje ruchowe. Poprzez aktywację tych reakcji, metoda Vojty ma na celu poprawę kontroli mięśniowej, równowagi i koordynacji u dziecka.

Metoda Bobath, znana również jako terapia neurologiczna, koncentruje się na poprawie funkcji ruchowych poprzez wykorzystanie odpowiednich wzorców ruchowych. Terapeuci stosują techniki takie jak manipulacje ciała, korekty postawy, równoważenie napięcia mięśniowego i aktywowanie właściwych wzorców ruchowych. Celem metody Bobath jest ułatwienie dziecku wykonywania płynnych i kontrolowanych ruchów oraz wspieranie jego zdolności do samodzielności.

Obie metody Vojty i Bobath wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności terapeuty, który pracuje z dziećmi. Stoły do rehabilitacji dzieci metodą Vojty i Bobath są zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić przeprowadzanie odpowiednich ćwiczeń i terapii, zapewniając wygodę, bezpieczeństwo i wsparcie dla dzieci podczas procesu rehabilitacji.

Stół do rehabilitacji dzieci metodą Vojty i Bobath, cechy produktu:

- specjalnie zaprojektowany stół do rehabilitacji dzieci metodą Vojty i Bobath
- stabilna stalowa konstrukcja pokryta farbą proszkową
- regulacja wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego
- model SS-H05 z pełni łożyskowanym mechanizmem regulacji wysokości
- szeroki blat umożliwiający prowadzenie ćwiczeń zgodnych z metodą Vojty i Bobath
- opcje dodatkowe: wieszak na podkład i system kółek jezdnych
- skuteczne narzędzie dla profesjonalistów zajmujących się rehabilitacją dzieci
- solidna konstrukcja, wszechstronne funkcje i opcje dodatkowe

Stół do rehabilitacji dzieci metodą Vojty i Bobath, dane techniczne:

- Długość: 200 cm
- Szerokość: od 80 do 120 cm
- Wysokość: od 48 cm do 100 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 160 kg
- Waga: 124 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: S01 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 324,00 zł), N02 (+ 324,00 zł), N03 (+ 324,00 zł), N04 (+ 324,00 zł), N05 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Kółka jezdne WS: nie , tak (+ 702,00 zł)

Szerokość stołu WS: 80 cm , 90 cm , 100 cm , 110 cm , 120 cm

Wieszak na papier WS: nie , tak (+ 97,00 zł)