

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-rehabilitacji-i-masazu-tsr-4-p-1346.html>

Stół do rehabilitacji i masażu TSR-4



Cena brutto	9 625,00 zł
Cena netto	8 912,04 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-J-TSR-4

Opis produktu

Stół do rehabilitacji i masażu TSR-4 jest nowym modelem stołu, którego konstrukcja sprawia, że jest on idealny do wszelkiego rodzaju terapii manualnych i nie tylko. Z powodzeniem może być używany w ośrodkach zdrowia, gabinetach rehabilitacyjnych, gabinetach masażu, a także w salonach odnowy biologicznej. W stole do rehabilitacji i masażu producent zastosował regulowany, czteroczęściowy blat, a w części zagłówka podłokietniki oraz wycięcie na twarz. Regulacja poszczególnych części blatu odbywa się za pomocą 7 siłowników, a możliwość ustawienie do pozycji fotela dodatkowo zwiększa komfort użytkowania. Standardowo wysokość stołu regulowana jest przy pomocy pilota ręcznego w zakresie 55- 80cm. Wszystkie elementy stołu zostały wykonane z dużą dokładnością z zastosowaniem wysokiej klasy materiałów. Stelaż stołu wykonany jest ze stali zabezpieczonej powłoką lakierową, natomiast leże zostało obite materiałem skóropodobnym o wysokich parametrach wytrzymałościowych.

Cechy produktu, standardowe wyposażenie:

- blat czteroczęściowy
- otwór z zatyczką w podglówku
- podglówek regulowany sprężyną gazową
- podnóżek regulowany sprężyną gazową
- część piersiowa regulowana sprężyną gazową
- część lędźwiowa regulowana sprężyną gazową
- podłokietniki (kpl.)
- uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża
- tapicerka skóropodobna standard line (kolory 1-25)
- biały kolor stelaża
- 4 regulowane stopki
- pilot ręczny do regulacji wysokości
- możliwość ustawienia do pozycji fotela
- szerokie zastosowanie w ośrodkach zdrowia, gabinetach rehabilitacyjnych, gabinetach masażu, salonach odnowy biologicznej

Wyposażenie opcjonalne:

- banany rehabilitacyjne (3 szt.)
- wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- tapicerka winylowa exclusive line (kolory 101-108)
- stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (oprócz koloru białego)
- system jezdnny z 4 skrętnymi kółkami
- pilot nożny lub bezprzewodowy lub rama sterująca usytuowana w podstawie stołu do regulacji wysokości

-
- pokrowiec pod nogi (pokrowiec zakładany na podgłówek, gdy stół jest w pozycji fotela)

Dane techniczne:

- długość: 200 cm
- szerokość: 69 cm*
- wysokość: od 55 cm do 80 cm
- regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -50° do +40°
- dopuszczalne obciążenie: 150 kg
- waga: 107 kg
- regulacja kąta nachylenia podnóżka: od -45° do +38°
- regulacja kąta nachylenia odcinka piersiowego: od -25° do +17°
- regulacja kąta nachylenia odcinka lędźwiowego: od -20° do +68°
- tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 2 cm.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 101 (+ 120,00 zł), 102 (+ 120,00 zł), 106 (+ 120,00 zł), 107 (+ 120,00 zł), 108 (+ 120,00 zł)

Kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł), 7016 mat (+ 100,00 zł), 8019 mat (+ 100,00 zł), 9005 mat (+ 100,00 zł), 9006 mat (+ 100,00 zł)

Pokrowiec pod nogi J: nie , tak (+ 52,00 zł)

Pilot regulacji elektrycznej J: pilot ręczny , pilot nożny (+ 315,00 zł), pilot bezprzewodowy (+ 362,00 zł), sterowanie z ramy (+ 506,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wieszak na papier J: nie , 60 cm (+ 103,00 zł), 70 cm (+ 116,00 zł)

Banany 3 szt. J: nie , tak (+ 438,00 zł)