

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-rehabilitacji-manualny-p-1579.html>

Stół do rehabilitacji - manualny



Cena brutto	3 661,00 zł
Cena netto	3 389,81 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SS-M01

Opis produktu

Stół do rehabilitacji - manualny to produkt zaprojektowany z myślą o profesjonalistach zajmujących się zabiegami kosmetycznymi, medycznymi oraz spa. Jego konstrukcja opiera się na stabilnej ramie ze stali pokrytej farbą proszkową, która zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję. Stół jest wyposażony w dwu częściowe leże z otworem na twarz i zatyczką w podgłówniku, co umożliwia wygodne pozycjonowanie pacjenta podczas zabiegu.

Regulacja wysokości stołu jest prosta i odbywa się za pomocą korby ręcznej umieszczonej w tylnej części ramy. Warto zaznaczyć, że w modelu SS-M01 zastosowano w pełni łożyskowany mechanizm regulacji wysokości, co zapewnia płynną i precyzyjną regulację. Ponadto, poszczególne części blatu są regulowane poprzez sprężyny gazowe, co umożliwia płynne i precyzyjne dostosowanie pozycji do potrzeb pacjenta.

Stół do rehabilitacji oferuje również wiele opcji dodatkowych, takich jak podłokietniki, półki boczne, wieszak na podkład oraz system kółek jezdnych. Dzięki tym elementom można dostosować stół do indywidualnych potrzeb użytkownika i zapewnić dodatkowy komfort pacjentom.

Stół SS-M01 jest dostępny w różnych rozmiarach - długość wynosi 200 cm, szerokość jest do wyboru spośród trzech opcji: 65/70/80 cm, a wysokość jest regulowana w zakresie od 48 do 100 cm. Regulacja kąta podgłównika w zakresie od -70° do 40° za pomocą sprężyny gazowej umożliwia ustawienie pozycji w pozycji pionowej lub lekkim nachyleniu.

Stół do rehabilitacji to produkt o masie własnej 82 kg, a maksymalne obciążenie wynosi 160 kg, co oznacza, że jest on stabilny i wytrzymały. Wszystkie te cechy czynią stół SS-M01 idealnym wyborem dla profesjonalistów zajmujących się zabiegami kosmetycznymi, medycznymi oraz spa, którzy cenią sobie komfort i wysoką jakość wykonania.

TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.

Stół do rehabilitacji - manualny, cechy:

-
- zaprojektowany z myślą o profesjonalistach zajmujących się zabiegami kosmetycznymi, medycznymi oraz spa.
 - konstrukcja stołu opiera się na stabilnej ramie ze stali pokrytej farbą proszkową, co zapewnia trwałość, odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję.
 - stół jest wyposażony w dwu częściowe leże z otworem na twarz i zatyczką w podgłówniku, co umożliwia wygodne pozycjonowanie pacjenta podczas zabiegu.
 - regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą korby ręcznej umieszczonej w tylnej części ramy, a w modelu SS-M01 zastosowano w pełni łożyskowany mechanizm regulacji wysokości, co zapewnia płynną i precyzyjną regulację.
 - poszczególne części blatu są regulowane poprzez sprężyny gazowe, co umożliwia płynne i precyzyjne dostosowanie pozycji do potrzeb pacjenta.
 - stół SS-M01 oferuje wiele opcji dodatkowych, takich jak podłokietniki, półki boczne, wieszak na podkład oraz system kółek jezdnych, co umożliwia dostosowanie stołu do indywidualnych potrzeb użytkownika i zapewnienie dodatkowego komfortu pacjentom.
 - stół jest dostępny w różnych rozmiarach - długość wynosi 200 cm, szerokość jest do wyboru spośród trzech opcji: 65/70/80 cm, a wysokość jest regulowana w zakresie od 48 do 100 cm.
 - regulacja kąta podgłównika w zakresie od -70° do 40° za pomocą sprężyny gazowej umożliwia ustawienie pozycji w pozycji pionowej lub lekkim nachyleniu.
 - stół do rehabilitacji posiada masę własną 82 kg oraz maksymalne obciążenie wynoszące 160 kg, co oznacza, że jest stabilny i wytrzymały.
 - wszystkie cechy stołu czynią go idealnym wyborem dla profesjonalistów zajmujących się zabiegami kosmetycznymi, medycznymi oraz spa, którzy cenią sobie komfort i wysoką jakość wykonania.

Stół do rehabilitacji - manualny, dane techniczne:

- Długość: 200 cm
- Szerokość: 65 lub 70 lub 80cm
- Wysokość: od 48 do 100 cm
- Regulacja kąta nachylenia zagłównika: od -70 ° do +40 °
- Maksymalne obciążenie: 160 kg
- Waga: 82 kg

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: brak , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 324,00 zł) , N02 (+ 324,00 zł) , N03 (+ 324,00 zł) , N04 (+ 324,00 zł) , N05 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Półki boczne WS: nie , tak (+ 410,00 zł)

Podłokietniki WS: nie , tak (+ 324,00 zł)

Szerokość stołu WS: brak , 65 cm , 70 cm , 80 cm

Kółka jezdne WS: nie , tak (+ 702,00 zł)

Wieszak na papier WS: nie , tak (+ 97,00 zł)

Otwór na twarz: nie , tak