

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-rehabilitacji-nsr-t-p-887.html>

Stół do rehabilitacji NSR-T



Cena brutto	10 864,00 zł
-------------	---------------------

Cena netto	10 059,26 zł
------------	---------------------

Czas wysyłki	7-14dni
--------------	----------------

Numer katalogowy	SM-J-NSR-T
------------------	-------------------

Opis produktu

NSR-T to stół rehabilitacyjny stosowany podczas zabiegów lub badań medycznych, rehabilitacji, masażu lub chiropraktyki. Wyróżnia się czteroczęściowym, łamanym blatem z regulowanymi podłokietnikami, a także specjalnie wyprofilowanym wycięciem na twarz, znajdującym się w górnej części blatu. Ponadto ma on również ruchomą, tylną część blatu używaną do trakcji lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Producent w urządzeniu zastosował aż siedem siłowników, dzięki którym z łatwością możemy regulować poszczególnymi częściami leżyska. Dodatkową zaletą jest regulowana wysokość przy użyciu silnika elektrycznego.

W standardzie stół posiada regulację wysokości sterowaną z ramy oraz pilotem ręcznym.

Wyposażenie standardowe:

- blat czteroczęściowy
- otwór z zatyczką w podglówku
- podglówek regulowany sprężyną gazową
- podnózek regulowany sprężyną gazową
- część piersiowa regulowana sprężyną gazową
- część lędźwiowa regulowana sprężyną gazową
- regulowane podłokietniki (kpl.)
- uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża
- tapicerka skóropodobna standard line (kolory 1-25)
- biały kolor stelaża
- 4 regulowane stopki
- pilot ręczny do regulacji wysokości
- rama sterująca usytuowana w podstawie stołu do regulacji wysokości

Wyposażenie opcjonalne:

- banany rehabilitacyjne (3 szt.)
- tapicerka winylowa exclusive line (kolory 101-108)
- stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (oprócz koloru białego)
- system jezdzny z 4 skrętnymi kółkami
- pilot bezprzewodowy
- pokrowiec pod nogi (pokrowiec zakładany na podglówek, gdy stół jest w pozycji fotela)

Dane techniczne:

- długość: 200 cm
- szerokość: 69 cm*
- wysokość: od 55 do 80 cm
- dopuszczalne obciążenie: 150 kg
- waga: 85 kg
- regulacja kąta blatów (odcinków piersiowego i lędźwiowego): od -65 ° do +20 °
- regulacja kąta nachylenia zagłówka względem odcinka piersiowego: od -50 ° do +25 °
- regulacja kąta nachylenia podnóżka względem odcinka lędźwiowego: od -50 ° do +75 °
- regulacja kąta podnóżka (na boki): od -20 ° do +20 °
- tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 2 cm

Do każdego zamówienia wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 101 (+ 120,00 zł), 102 (+ 120,00 zł), 106 (+ 120,00 zł), 107 (+ 120,00 zł), 108 (+ 120,00 zł)

Kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł), 7016 mat (+ 100,00 zł), 8019 mat (+ 100,00 zł), 9005 mat (+ 100,00 zł), 9006 mat (+ 100,00 zł)

Pilot regulacji elektrycznej J: pilot ręczny , pilot bezprzewodowy (+ 362,00 zł)

Pokrowiec pod nogi J: nie , tak (+ 52,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Banany 3 szt. J: nie , tak (+ 438,00 zł)