

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-rehabilitacji-ortopedycznej-p-1523.html>



Stół do rehabilitacji ortopedycznej

Cena brutto	3 149,00 zł
Cena netto	2 915,74 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-KSR

Opis produktu

Stół do Rehabilitacji Ortopedycznej KSR - Nowoczesność i Funkcjonalność w Jednym

Oferujemy Państwu zaawansowany stół do rehabilitacji ortopedycznej, zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie pacjenta oraz wygodzie terapeuty. Nasz dwuczęściowy model stacjonarny wyróżnia się solidnością wykonania, nowoczesnym designem oraz szeroką gamą funkcjonalności.

Dostępne Wersje:

- KSR - Manualna Regulacja Wysokości: Niezawodny mechanizm manualny, który umożliwia precyzyjne dostosowanie wysokości stołu do potrzeb terapeuty.
- KSR E - regulacja wysokości elektryczna za pomocą siłownika elektrycznego
- KSR H - regulacja wysokości hydrauliczna za pomocą siłownika hydraulicznego

Standardowe Wyposażenie:

- Błat Dwuczęściowy: Solidna konstrukcja zapewniająca stabilność i komfort.
- Regulowany Podglówek: Sprężyna gazowa umożliwia łatwą regulację kąta nachylenia zagłówka od -80° do +50°.
- Uchwyty na Pasy Stabilizujące: Po obu stronach stołu, dla zapewnienia dodatkowego wsparcia i bezpieczeństwa pacjenta.
- Tapicerka Skóropodobna: Dostępna w 25 kolorach standard line, łatwa do utrzymania w czystości.
- Biały Stelaż: Klasyczny wygląd, który doskonale komponuje się z każdym wnętrzem.
- Regulowane Stopki: Cztery stopki umożliwiają precyzyjne wypoziomowanie stołu.
- Regulacja Wysokości: Korba do manualnej regulacji (wersja KSR), pilot ręczny (wersja KSR E), pedały nożne (wersja KSR H).

Opcjonalne Wyposażenie:

- Podłokietniki PLUS: Dodatkowy komfort dla pacjenta.
- Banany Rehabilitacyjne: Trzy sztuki, wspierające różne techniki terapeutyczne.
- Wieszak na Podkład Celulozowy: Dostępny w dwóch szerokościach - 60 cm lub 70 cm.
- Tapicerka Winyłowa Exclusive Line: Wybór z 12 ekskluzywnych kolorów.
- Stelaż w Dowolnym Kolorze RAL: Możliwość personalizacji kolorystycznej, z wyjątkiem koloru białego.

-
- System Jezdny: Cztery skrętne kółka dla łatwego przemieszczania stołu.
 - Pilot Nożny lub Bezprzewodowy: Alternatywne opcje sterowania wysokością (tylko dla wersji KSR E).

Dane Techniczne:

- Długość: 200 cm
- Szerokość: 69 cm (najszerszy odcinek stołu)
- Wysokość: Od 64 cm do 87 cm
- Waga: 65 kg
- Dopuszczalne Obciążenie: 150 kg (elektryczna i hydrauliczna regulacja), 300 kg (manualna regulacja)

Wyjątkowa Funkcjonalność i Ergonomia:

Stół do rehabilitacji ortopedycznej KSR został stworzony z myślą o wszechstronności zastosowań w terapii ortopedycznej. Niezależnie od wybranej wersji, oferuje on niezrównany komfort pracy oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Zapraszamy do wyboru naszego stołu KSR, który dzięki swoim zaawansowanym funkcjom i opcjom personalizacji, zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających terapeutów oraz pacjentów.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Podłokietniki /Plus/: nie , tak (+ 362,00 zł)

Regulacja wysokości J: Manualna (bez dopłaty) , Elektryczna (+ 1 081,00 zł) , Hydrauliczna (+ 1 674,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , 60 cm (+ 103,00 zł) , 70 cm (+ 116,00 zł)

Banany 3 szt. J: nie , tak (+ 438,00 zł)