

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-badan-i-masazu-p-1731.html>

Stół do badań i masażu



Cena brutto	795,00 zł
Cena netto	736,11 zł
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-KTS-SRB

Opis produktu

Stół do rehabilitacji StoRe - Basic – służy do badań pacjentów, przeprowadzania ćwiczeń rehabilitacyjnych, masażu, jako leżanka lub stół zabiegowy. Ma konstrukcję stalową, pokrytą lakierem, który tworzy specjalną powłokę, odporną na działanie promieni UV, uszkodzeń mechanicznych i środków dezynfekująco-medycznych. Stół składa się z dwóch części: leża i zagłówka – obie są tapicerowane. Wysokość zagłówka jest regulowana za pomocą systemu zapadkowego (rastomatów) które idealnie stabilizują zagłówek w określonym położeniu.

Dane techniczne:

- długość maksymalna: 190 cm (± 1,5)
- szerokość: 55 cm (± 1,5)
- wysokość: 55cm (± 1,5)
- kątowa regulacja segmentu zagłówka: + 45° do - 30° (± 5)

Uzyskał pozytywną akceptację Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki KTS: 1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21