

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-rehabilitacji-vojty-i-bobath-p-1589.html>

Stół do rehabilitacji Vojty i Bobath



Cena brutto	6 350,00 zł
Cena netto	5 879,63 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SS-E05

Opis produktu

Stół do rehabilitacji Vojty i Bobath to idealne rozwiązanie dla fizjoterapeutów i rehabilitantów, którzy potrzebują szerokiej przestrzeni roboczej do przeprowadzania ćwiczeń metodą Vojty i Bobatha. Konstrukcja stołu wykonana jest ze stabilnej stali pokrytej farbą proszkową, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. W standardzie, stół posiada jednocześnie leże, które zapewniają wygodne warunki podczas ćwiczeń.

Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym, co umożliwia precyzyjne ustawienie wysokości stołu w zależności od potrzeb użytkownika. Dodatkowo, w modelu SS-E05 zastosowano w pełni łożyskowany mechanizm regulacji wysokości, co zapewnia płynną i cichą pracę stołu.

Stół SS-E05 charakteryzuje się szerokim blatem, który umożliwia prowadzenie ćwiczeń metodą Vojty i Bobatha w wygodny i ergonomiczny sposób. Dzięki opcjom dodatkowym, takim jak wieszak na podkład, system kółek jezdnych, pilot nożny oraz sterowanie ramą, użytkownik może dostosować stół do swoich indywidualnych potrzeb.

Stół do rehabilitacji Vojty i Bobath ma długość 200 cm, a szerokość dostępna jest w zakresie od 80 cm do 120 cm. Wysokość stołu regulowana jest w zakresie od 48 cm do 100 cm, a masa własna wynosi 122 kg. Maksymalne obciążenie stołu to 160 kg, jednak w wersji Plus można obciążenie zwiększyć do 200 kg.

Metoda Vojty to terapia, która wykorzystuje specjalne techniki stymulacji mięśni i układu nerwowego, aby poprawić funkcjonowanie ciała. Metoda ta jest stosowana w rehabilitacji niemowląt, dzieci i dorosłych z zaburzeniami ruchowymi. Terapia opiera się na wykorzystaniu określonych punktów stymulacyjnych, które pobudzają refleksy ruchowe. Metoda Vojty jest uważana za skuteczną w poprawie koordynacji ruchowej, siły mięśniowej oraz w leczeniu schorzeń neurologicznych i ortopedycznych.

Metoda rehabilitacji Bobath, znana także jako NDT (Neurodevelopmental Treatment), to kompleksowe podejście do rehabilitacji neurologicznej. Skupia się na poprawie kontroli ruchowej, równowagi i koordynacji, wykorzystując techniki stymulacji sensorycznej i wzmacniania mięśni. Metoda ta jest stosowana w leczeniu pacjentów z uszkodzeniami mózgu, stwardnieniem rozsianym, chorobami neurodegeneracyjnymi i innymi zaburzeniami neurologicznymi. Terapia Bobath jest prowadzona przez wyspecjalizowanych fizjoterapeutów, którzy dostosowują ćwiczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta.

TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.

Stół do rehabilitacji Vojty i Bobath, cechy:

- idealne rozwiązanie dla fizjoterapeutów i rehabilitantów, którzy potrzebują szerokiej przestrzeni roboczej do przeprowadzania ćwiczeń metodą Vojty i Bobatha
- konstrukcja ze stabilnej stali pokrytej farbą proszkową, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia
- jeden element leży w standardzie, zapewniający wygodne warunki podczas ćwiczeń
- regulacja wysokości stołu za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym, co umożliwia precyzyjne ustawienie wysokości stołu
- w pełni łożyskowany mechanizm regulacji wysokości, zapewniający płynną i cichą pracę stołu
- szeroki blat umożliwiający prowadzenie ćwiczeń metodą Vojty i Bobatha w wygodny i ergonomiczny sposób
- opcje dodatkowe: wieszak na podkład, system kółek jezdnych, pilot nożny oraz sterowanie ramą, pozwalają użytkownikowi na dostosowanie stołu do swoich potrzeb
- długość 200 cm, szerokość od 80 do 120 cm, wysokość regulowana od 48 do 100 cm
- masa własna 122 kg, maksymalne obciążenie 160 kg (lub 200 kg w wersji Plus)

Stół do rehabilitacji Vojty i Bobath, dane techniczne:

- długość: 200 cm
- szerokość: od 80 do 120 cm
- wysokość: od 48 do 100 cm
- dopuszczalne obciążenie: 160 kg lub 200 wersja PLUS
- waga: 122 kg

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: brak , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 324,00 zł) , N02 (+ 324,00 zł) , N03 (+ 324,00 zł) , N04 (+ 324,00 zł) , N05 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Pilot nożny: nie , tak (+ 324,00 zł)

Pilot nożny + Pilot ręczny: nie , tak (+ 702,00 zł)

Szerokość stołu WS: brak , 80 cm , 90 cm , 100 cm , 110 cm , 120 cm

Sterowanie z ramy: nie , tak (+ 1 026,00 zł)

Kółka jezdne WS: nie , tak (+ 702,00 zł)

Wieszak na papier WS: nie , tak (+ 97,00 zł)