

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-rehabilitacji-wsr-e-p-2079.html>

## Stół do rehabilitacji WSR E



|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | <b>5 260,00 zł</b> |
|-------------|--------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cena netto | <b>4 870,37 zł</b> |
|------------|--------------------|

|              |                |
|--------------|----------------|
| Czas wysyłki | <b>7-14dni</b> |
|--------------|----------------|

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Numer katalogowy | <b>SM-J-WSR-E</b> |
|------------------|-------------------|

### Opis produktu

Stół WSR E jest nowoczesnym modelem stosowanym do zabiegów i badań medycznych, masażu i zabiegów rehabilitacyjnych. Konstrukcja stołu wykonana jest ze stali zabezpieczonej proszkowo warstwą lakieru. Składa się z dwuczęściowego leża o regulowanej elektrycznie wysokości. Odbywa się to za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego ręcznym pilotem. Podglówek stołu regulowany jest za pomocą amortyzatorów (sprężyn gazowych). Stół dodatkowo został wyposażony w uchwyty na pasy do stabilizacji, po obu stronach leża. Błat wykonany jest ze sklejki o grubości 16 mm, pianki o grubości 50 mm oraz tapicerki o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Podstawa stołu standardowo wyposażona jest w cztery regulowane stopki. Prezentowany stół zapewnia pełen komfort użytkowania zarówno dla pacjenta jak i personelu medycznego.

#### Cechy produktu:

- nowoczesny wygląd
- wytrzymały i stabilny
- nowatorska konstrukcja
- funkcjonalny
- bezpieczny
- komfortowy

#### Wyposażenie standardowe:

- blat czteroczęściowy
- otwór z zatyczką w podglówku
- podglówek regulowany sprężyną gazową
- podnózek regulowany sprężyną gazową
- część piersiowa regulowana sprężyną gazową
- część lędźwiowa regulowana sprężyną gazową
- uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża
- tapicerka skóropodobna standard line (kolory 1-25)
- biały kolor stelaża
- 4 regulowane stopki
- pilot ręczny do regulacji wysokości
- blat: sklejka o grubości 16 mm, pianka o grubości 50mm

#### Wyposażenie opcjonalne:

- podłokietniki (PLUS)
- wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm

- 
- tapicerka winylowa exclusive line (kolory 101-108)
  - stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (oprócz koloru białego)
  - system jezdny z 4 skrętnymi kółkami
  - pilot nożny lub bezprzewodowy lub rama sterująca usytuowana w podstawie stołu do regulacji wysokości

#### Dane techniczne:

- długość: 208 cm
- szerokość: 69 cm\*
- wysokość: od 67 cm do 106 cm
- regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -45° do +50°
- dopuszczalne obciążenie: 150 kg
- waga: 115 kg
- regulacja kąta nachylenia podnóżka: od -40° do 0°
- regulacja kąta nachylenia odcinka piersiowego: od -12° do +18°
- regulacja kąta nachylenia odcinka lędźwiowego: od -12° do +65°

**Wyposażenie dodatkowe oprócz pilota nożnego oraz wieszaka na podkład można zamówić tylko w przypadku zakupu nowego stołu.**

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolory tapicerki J:** 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 101 (+ 120,00 zł ), 102 (+ 120,00 zł ), 106 (+ 120,00 zł ), 107 (+ 120,00 zł ), 108 (+ 120,00 zł )

**Kolor stelaża RAL J:** Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł ), 7016 mat (+ 100,00 zł ), 8019 mat (+ 100,00 zł ), 9005 mat (+ 100,00 zł ), 9006 mat (+ 100,00 zł )

**Kółka jezdne WSR:** nie , tak (+ 506,00 zł )

**Otwór w leżu J:** nie , tak (+ 74,00 zł )

**Podłokietniki /Plus/:** nie , tak (+ 362,00 zł )

**Pilot regulacji elektrycznej J:** pilot ręczny , pilot nożny (+ 315,00 zł ), pilot bezprzewodowy (+ 362,00 zł ), sterowanie z ramy (+ 506,00 zł )

**Wycięcie na twarz J:** nie , tak (+ 74,00 zł )

**Wieszak na papier J:** nie , 60 cm (+ 103,00 zł ), 70 cm (+ 116,00 zł )