

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-sortowania-narzedzi-chirurgicznych-p-2745.html>



Stół roboczy do pakietowania narzędzi chirurgicznych 1100x700

Cena brutto	6 600,00 zł
Cena netto	5 365,85 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-APA80-2N

Opis produktu

Stół roboczy 1100x700 do pakietowania narzędzi – opis modelu

Stół roboczy do pakietowania narzędzi chirurgicznych 1100x700 mm to model przeznaczony do organizacji stanowiska pracy w placówkach medycznych, gdzie liczy się wygodny dostęp do instrumentarium, stabilna powierzchnia robocza oraz możliwość utrzymania porządku. Ta konfiguracja została wyposażona w blat 1100x700 mm, szafkę z 3 szufladami oraz szufladę z wysuwanym blatem pod klawiaturę, dzięki czemu dobrze sprawdza się podczas przygotowywania i porządkowania narzędzi.

Konstrukcja i wyposażenie

- 1 x blat o wymiarach 1100x700 mm,
- 1 x szafka z 3 szufladami, wysokość frontu: 3 x 130 mm,
- 1 x szuflada z wysuwanym blatem pod klawiaturę o wymiarach 500x500x85 mm,
- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało,
- profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach, umożliwiający rozbudowę o wyposażenie dodatkowe bez wykonywania otworów,
- kanały montażowe zabezpieczone maskownicami ograniczającymi gromadzenie się zabrudzeń,
- blat, szuflada z wysuwanym blatem pod klawiaturę oraz szafka wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na biało,
- fronty szuflad dostępne w kolorach z palety RAL,
- elementy dekoracyjne, w tym maskownice i zaślepki profilu, w kolorze wybranego frontu szuflady,
- podstawa stalowa wyposażona w stopy z możliwością wypoziomowania,
- możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Zastosowanie

Model został zaprojektowany jako stół roboczy do pakietowania narzędzi chirurgicznych i organizacji stanowiska pracy. Szafka z 3 szufladami ułatwia przechowywanie potrzebnych elementów, a dodatkowy wysuwany blat pod klawiaturę pozwala wygodniej korzystać z komputera lub systemów wspierających organizację pracy. Dzięki profilowi nośnemu z kanałami montażowymi konstrukcję można doposażyć w dodatkowe elementy bez ingerencji w korpus.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ produktu	stół roboczy do pakietowania narzędzi chirurgicznych
Numer katalogowy	SM-TMBY-APA80-2N

Wymiary całkowite	1100x700x800 mm
Wymiary blatu	1100x700 mm
Wymiary szafki	450x500x413 mm
Liczba szuflad	3
Wysokość frontów szuflad	3 x 130 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	375x430x105 mm
Wymiary szuflady z wysuwaniem blatem pod klawiaturę	500x500x85 mm
Powierzchnia użytkowa wysuwanego blatu pod klawiaturę	430x230 mm
Materiał stelaża	profil aluminiowy lakierowany proszkowo
Materiał blatu i szafki	stal lakierowana proszkowo
Podstawa	stalowa, ze stopami poziomującymi
Kolor frontów	do wyboru z palety RAL
Kolor elementów białych	standardowo biały, opcjonalnie szary

Najważniejsze cechy tego modelu

Najmocniejszą stroną tej konfiguracji jest połączenie kompaktowego blatu 1100x700 mm z praktycznym układem przechowywania i dodatkowym wysuwaniem blatem pod klawiaturę. To rozwiązanie dobrze sprawdza się tam, gdzie potrzebna jest czytelna organizacja narzędzi i ergonomiczne stanowisko pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Czy ten stół ma 3 szuflady?

Tak. W tej konfiguracji stół wyposażono w szafkę z 3 szufladami. Dodatkowo posiada on także szufladę z wysuwaniem blatem pod klawiaturę.

Jakie są wymiary blatu roboczego?

Blat roboczy w tym wariantcie ma wymiary 1100x700 mm. Wymiary całkowite stołu wynoszą 1100x700x800 mm.

Z jakich materiałów wykonano stół?

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Blat, szafka i szuflada z wysuwaniem blatem pod klawiaturę są stalowe i również lakierowane proszkowo.

Czy można wybrać kolor frontów szuflad?

Tak. Fronty szuflad są dostępne w kolorach z palety RAL. Elementy dekoracyjne, takie jak maskownice i zaślepki profilu, są dopasowane do wybranego koloru frontu.

Czy stół można wypoziomować?

Tak. Podstawa stalowa została wyposażona w stopy z możliwością wypoziomowania, co ułatwia stabilne ustawienie stołu w miejscu użytkowania.

Powiązane kategorie

- [Zobacz inne stoły robocze medyczne](#)
- [Porównaj z większym stołem do sterylizatorni 1200x700](#)
- [Sprawdź stoły do pakietowania ze stali kwasoodpornej](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminiowy , RAL 7035-szary