

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-szpitala-na-sale-operacyjne-ze-stali-kwasoodpornej-p-2622.html>

Stół do szpitala na sale operacyjne ze stali kwasoodpornej



Cena brutto	3 800,00 zł
Cena netto	3 518,52 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PAK-02-120-70-80-KB
Kod producenta	PAK-02-A-120-70-80-010-K12.6

Opis produktu

Stół do pakietowania stosowany jest w miejscach **gdzie czystość odgrywa priorytetową rolę, czyli w szpitalach, sterylizatoriach, laboratoriach, blokach operacyjnych, gabinetach weterynaryjnych lub kuchniach**. Jest typem stołu roboczego przeznaczonym do codziennej pracy z personelem medycznym. Wykonany jest w **całości ze stali kwasoodpornej** co powoduje że nie koroduje pod wpływem wilgoci i jest odporny na negatywne oddziaływanie detergentów oraz innych płynów. **Stół wyposażony w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125mm (szare), wszystkie z blokadą.**

Cechy produktu:

- 2xblat prosty
- blat górny otoczony z trzech stron bandami
- 2xszyba instrumentalna 25x10 mm
- na kółkach wszystkie z blokadą
- łatwy w utrzymaniu czystości
- wytrzymały i stabilny
- prosta konstrukcja
- ergonomiczny

Dane techniczne:

- wymiary: 1200x700x800 mm
- wysokość stołu z bandą: 850 mm
- wymiary blatu górnego: 1200x700 mm
- wymiary blatu dolnego: 1154x654 mm
- [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.