

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-terapii-manualnej-p-1592.html>



Stół do terapii manualnej

Cena brutto	7 257,00 zł
Cena netto	6 719,44 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SS-H03

Opis produktu

Stół do terapii manualnej to wysokiej jakości narzędzie terapeutyczne zapewniające stabilność i wygodę. Stalowa konstrukcja pokryta farbą proszkową gwarantuje trwałość. Trzy częściowe leże łamane w pozycję fotela z otworem na twarz i zatyczką w podgłówniku zapewniają komfort pacjentom. Regulacja wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego i naciśnięcie dźwigni ułatwiają dostosowanie stołu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Stół do terapii manualnej posiada łożyskowany mechanizm regulacji wysokości oraz regulację kąta podgłównika i oparcia za pomocą sprężyn gazowych. Opcje dodatkowe, takie jak podłokietniki, półki boczne, wieszak na podkład i system kółek jezdnych, zapewniają większą funkcjonalność. Stół do masażu ma długość 200 cm i szerokość do wyboru, a jego masa własna wynosi 93 kg. Maksymalne obciążenie to 160 kg.

Stół do terapii manualnej, cechy produktu:

- stół do terapii manualnej zapewnia wysoką jakość i trwałość,
- stalowa konstrukcja pokryta farbą proszkową gwarantuje stabilność stołu,
- trzy częściowe leże łamane do pozycji fotela z otworem na twarz i zatyczką w podgłówniku zapewniają komfort pacjentom.
- możliwość regulacji wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego i naciśnięcie dźwigni ułatwiają dostosowanie stołu.
- regulacja kąta podgłównika i oparcia,
- dodatkowe opcje: Podłokietniki, półki boczne, wieszak na podkład i system kółek jezdnych dodają funkcjonalności.
- wymiary: długość 200 cm i szerokość dostosowującą się do preferencji użytkownika.
- masa własna: 93 kg, co zapewnia stabilność i trwałość.
- stół może udźwignąć obciążenie do 160 kg, co sprawia, że jest odpowiedni dla różnych pacjentów.

Stół do terapii manualnej, dane techniczne:

- długość: 200 cm
- szerokość: 65 lub 70 lub 80 cm
- wysokość: od 48 cm do 100 cm
- regulacja kąta łamania podgłównika: - 70° do 40°
- regulacja kąta oparcia: 0° do 85°
- dopuszczalne obciążenie przy regulacji elekt.: 160 kg
- waga: 93 kg

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: brak , S01 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 324,00 zł) , N02 (+ 324,00 zł) , N03 (+ 324,00 zł) , N04 (+ 324,00 zł) , N05 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Podłokietniki WS: nie , tak (+ 324,00 zł)

Półki boczne WS: nie , tak (+ 410,00 zł)

Kółka jezdne WS: nie , tak (+ 702,00 zł)

Szerokość stołu WS: brak , 65 cm , 70 cm , 80 cm

Wieszak na papier WS: nie , tak (+ 97,00 zł)