

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-do-terapii-manualnej-tsr-2-p-1357.html>

Stół do terapii manualnej TSR-2



Cena brutto	5 621,00 zł
Cena netto	5 204,63 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-TSR-2 E

Opis produktu

Stół do Terapii Manualnej TSR-2: Nowa Era Rehabilitacji

Poznaj stół do terapii manualnej TSR-2 – innowacyjny i wszechstronny model stacjonarnego stołu rehabilitacyjnego, stworzony z myślą o profesjonalnych terapeutach i ich pacjentach. Dzięki nowoczesnej podstawie konstrukcyjnej, TSR-2 zapewnia nie tylko wyjątkową stabilność, ale również komfort i bezpieczeństwo podczas wykonywania nawet najbardziej skomplikowanych zabiegów manualnych.

Wersja z regulacją elektryczną:

- **TSR 2 E: Elektryczna regulacja wysokości za pomocą siłownika, pozwalająca na łatwe i precyzyjne dostosowanie stołu do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.**

Wyposażenie standardowe:

- Błat dwuczściowy: Zaprojektowany, aby umożliwić różnorodne pozycje terapeutyczne.
- Otwór z zatyczką w podglówku oraz w leżu: Dla wygody pacjenta podczas leżenia na brzuchu.
- Podglówek regulowany sprężyną gazową: Łatwa i płynna regulacja kąta nachylenia.
- Uchwyty na pasy do stabilizacji: Umieszczone po obu stronach leża dla dodatkowego bezpieczeństwa.
- Tapicerka skóropodobna standard line (kolory 1-25): Trwała i estetyczna, łatwa do utrzymania w czystości.
- Biały stelaż: Uniwersalny i elegancki wygląd pasujący do każdego gabinetu.
- 4 regulowane stopki: Dla idealnej stabilności na każdej powierzchni.
- Pilot ręczny do regulacji wysokości: Intuicyjna obsługa umożliwiająca szybkie i łatwe dostosowanie wysokości stołu.

Opcje dodatkowego wyposażenia:

- Podłokietniki (PLUS): Dla dodatkowego komfortu pacjenta podczas zabiegu.
- Banany rehabilitacyjne (3 szt.): Dodatkowe wsparcie dla różnorodnych ćwiczeń rehabilitacyjnych.
- Wieszak na podkład celulozowy (60 lub 70 cm): Praktyczne rozwiązanie dla higieny i wygody.
- Tapicerka winylowa exclusive line (kolory 101-112): Opcja premium dla bardziej wymagających użytkowników.
- Stelaż w kolorach RAL (z wyjątkiem białego): Możliwość pełnej personalizacji zgodnie z preferencjami klienta.
- System jezdny z 4 skrętnymi kółkami: Ułatwia przemieszczanie stołu w gabinecie.
- Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca w podstawie stołu: Różnorodne opcje sterowania dla maksymalnej wygody.

Stół do terapii manualnej TSR-2, dane techniczne:

-
- Długość: 200 cm
 - Szerokość: 69 cm*
 - Wysokość: od 55 cm do 85 cm
 - Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60° do +45°
 - Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
 - Waga: 82 kg

Tolerancja wymiarów stołu wynosi +/- 2 cm.

Stół do terapii manualnej TSR-2 to synonim nowoczesności i funkcjonalności w rehabilitacji. Dzięki szerokiej gamie dostępnych opcji, możesz dostosować go do swoich unikalnych potrzeb, tworząc idealne warunki do pracy z pacjentami. Wybierz TSR-2 i doświadczyć nowego standardu w terapii manualnej.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 jasnoszary (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Podłokietniki /Plus/: nie , tak (+ 362,00 zł)

Pilot regulacji elektrycznej J: PR - pilot ręczny , PN - pilot nożny standard (zamiast ręcznego) (+ 315,00 zł) , PN R Pilot nożny standard z pilotem ręcznym (+ 515,00 zł) , PBP Pilot bezprzewodowy (zamiast ręcznego) (+ 362,00 zł) , SR sterowanie z ramy (+ 506,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , 60 cm (+ 103,00 zł) , 70 cm (+ 116,00 zł)

Banany 3 szt. J: nie , tak (+ 438,00 zł)