

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-elektryczny-do-kabiny-ugul-p-1585.html>

Stół elektryczny do kabiny UGUL



Cena brutto	4 872,00 zł
Cena netto	4 511,11 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SS-E01

Opis produktu

Stół elektryczny do kabiny UGUL model SS-E01 to wyjątkowo funkcjonalne i solidnie wykonane urządzenie. Konstrukcja stołu jest wykonana ze stabilnej stali pokrytej farbą proszkową, co zapewnia jego trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

W standardzie produkt wyposażony jest w dwuczęściowe leże z otworem na twarz i zatyczką w podgłówniku, co zapewnia komfort użytkowania. Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego, sterowanego pilotem ręcznym, co gwarantuje wygodę i łatwość w ustawieniu pozycji.

W modelu SS-E01 zastosowano w pełni łożyskowany mechanizm regulacji wysokości, który gwarantuje stabilność i płynną regulację stołu. Poszczególne części blatu regulowane są za pomocą sprężyn gazowych, co pozwala na łatwe i precyzyjne ustawienie stołu do konkretnych potrzeb użytkownika.

Dodatkowo, jako opcje dodatkowe, dostępne są podłokietniki, półki boczne, wieszak na podkład, system kółek jezdnych, pilot nożny oraz sterowanie z ramy. Tapicerka leżyska jest dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej, a stelaż można zamówić w wybranym kolorze z dostępnej palety RAL.

Szerokość stołu do wyboru to 65cm, 70cm, 80cm, co umożliwia dostosowanie stołu do konkretnych potrzeb użytkownika. Dzięki wysokiej jakości materiałom i solidnej konstrukcji, stół elektryczny do kabiny UGUL model SS-E01 jest nie tylko funkcjonalny, ale także trwały i niezawodny.

TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.

Stół elektryczny do kabiny UGUL, cechy:

- solidna konstrukcja wykonana z trwałej stali pokrytej farbą proszkową
- dwuczęściowe leże z otworem na twarz i zatyczką w podgłówniku dla zapewnienia komfortu użytkowania

-
- regulacja wysokości za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym dla łatwości ustawienia pozycji
 - pełni łożyskowany mechanizm regulacji wysokości i sprężyny gazowe zapewniają stabilność i precyzyjne ustawienie stołu
 - opcjonalne dodatki takie jak podłokietniki, półki boczne, wieszak na podkład, system kółek jezdnych, pilot nożny oraz sterowanie z ramy dla większej funkcjonalności
 - szeroka gama kolorów tapicerki leżyska i możliwość wyboru koloru stelaża z dostępnej palety RAL
 - dostępne szerokości stołu to 65cm, 70cm, 80cm, co pozwala na dostosowanie stołu do indywidualnych potrzeb użytkownika
 - trwałość i niezawodność dzięki wysokiej jakości materiałom i solidnej konstrukcji

Stół do rehabilitacji dzieci i dorosłych, dane techniczne:

- długość: 200 cm
- szerokość: 65 lub 70 lub 80 cm
- wysokość: od 48 cm do 100 cm
- regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -70 ° do +40 °
- dopuszczalne obciążenie przy regulacji elekt.: 150 kg
- waga: 88 kg

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: brak , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 324,00 zł) , N02 (+ 324,00 zł) , N03 (+ 324,00 zł) , N04 (+ 324,00 zł) , N05 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Półki boczne WS: nie , tak (+ 410,00 zł)

Pilot nożny: nie , tak (+ 324,00 zł)

Podłokietniki WS: nie , tak (+ 324,00 zł)

Pilot nożny + Pilot ręczny: nie , tak (+ 702,00 zł)

Sterowanie z ramy: nie , tak (+ 1 026,00 zł)

Kółka jezdne WS: nie , tak (+ 702,00 zł)

Szerokość stołu WS: brak , 65 cm , 70 cm , 80 cm

Wieszak na papier WS: nie , tak (+ 97,00 zł)

Otwór na twarz: nie , tak