

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-elektryczny-na-kolach-p-3136.html>

Stół elektryczny na kołach



Cena brutto	5 694,00 zł
Cena netto	5 272,22 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-XSR F E

Opis produktu

Odkryj mobilność i komfort dzięki naszemu innowacyjnemu stołowi rehabilitacyjnemu - Stół Elektryczny na Kołach. To trzyczęściowy stacjonarny model, który zapewnia wyjątkową elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb pacjentów.

Dzięki siłownikowi elektrycznemu, regulacja wysokości stołu i ustawienie go w pozycji fotela staje się łatwa i precyzyjna. Wygodne leże trzyczęściowe z otworem z zatyczką w podgłówniku oraz regulowanym podgłównikiem sprężynowanym gazowo, zapewniają pełną swobodę ruchu podczas terapii.

Nasz stół posiada również regulowany elektrycznie podnóżek, co umożliwia dostosowanie pozycji do indywidualnych preferencji. Stabilność podczas terapii gwarantują uchwyty na pasy umieszczone po obu stronach leża.

Standardowe wyposażenie obejmuje tapicerkę skóropodobną w szerokiej gamie kolorów, biały stelaż oraz pilot ręczny do regulacji wysokości. Ponadto, stół wyposażony jest w 2 stopki i 2 koła jezdne, zapewniając mobilność nawet w trakcie terapii.

Opcjonalnie, możesz dostosować swój stół dodając podłokietniki (PLUS), wieszak na podkład celulozowy 60 cm, wybierając tapicerkę winylową exclusive line w eleganckich kolorach lub wybierając stelaż w dowolnym kolorze z palety RAL (oprócz koloru białego).

Parametry techniczne potwierdzają wysoką jakość naszego produktu - długość 200 cm, szerokość 68 cm, regulacja wysokości od 55 cm do 89 cm. Kąt nachylenia zagłówek od -60° do 35° oraz kąt nachylenia oparcia pleców od 0° do 72° umożliwiają pełną kontrolę nad procesem rehabilitacji. Dopuszczalne obciążenie wynoszące 170 kg zapewnia bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

Daj swoim pacjentom najlepsze doświadczenie rehabilitacyjne dzięki naszemu produktowi. Stół Elektryczny na Kołach - mobilność, precyzja i komfort w jednym.

Stół elektryczny na kołach, dane techniczne;

- Długość: 200 cm
- Szerokość: 68 cm*
- Wysokość: od 55 cm do 89 cm
- Regulacja kąta nachylenia zagłówek: od -60° do 35°
- Dopuszczalne obciążenie: 170 kg
- Waga: 68 kg
- Kąt nachylenia oparcia pleców: od 0° do 72°

* Szerokość odnosi się do najszerszego odcinka stołu.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 14 , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 jasnoszary (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: brak , Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Podłokietniki /Plus/: nie , tak (+ 362,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , 60 cm (+ 103,00 zł)