

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-elektryczny-terapeutyczny-st-e01-p-2179.html>



Stół elektryczny terapeutyczny ST-E01

Cena brutto	16 070,00 zł
Cena netto	14 879,63 zł
Dostępność	WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY
Czas wysyłki	NIEDOSTĘPNY

Opis produktu

Stół terapeutyczny elektryczny

do terapii manualnej, ma bardzo wygodną, solidną konstrukcję, co ułatwia pracę z pacjentem. Wykonuje się na nim zabiegi tj. : Ackermanna, Klawiterapii, akupunktury przy ostrych stanach zapalnych, sprawdzi się też bardzo dobrze przy dyskopatii, oraz stanach pourazowych. Stół terapeutyczny posiada trakcje części podnóżka, co ułatwia dostęp do pacjenta, oraz do części lędźwiowej, pozwala na swobodną pracę manualną. Stół elektryczny, posiada czteroczęściowe leże z otworem na twarz.

Cechy produktu:

- solidność
- ułatwia pracę z pacjentem
- trakcja części podnóżka
- łatwy dostęp do pacjenta
- czteroczęściowe leże z otworem na twarz

Dane techniczne:

- Długość: 200 cm
- Szerokość: 65/70 cm
- Wysokość: 53-93 cm
- Regulacja kąta podgłówek -60° - 40°
- Regulacja części piersiowej -18° - 20°
- Regulacja części lędźwiowej -18° - 74°
- Wychył boczny 25°
- Podnóżek -45° - 45°
- Trakcja manualna 7cm
- Masa własna 120 kg
- Maksymalne obciążenie 160 kg

Dodatkowe opcje:

- podłokietniki
- wieszak na papier
- system jezdny (koła)

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 291,00 zł), N02 (+ 291,00 zł), N03 (+ 291,00 zł), N04 (+ 291,00 zł), N05 (+ 291,00 zł)

Kolor stelaża WS: biały 9003 , 9006 , 7016

Podłokietniki WS: nie , tak (+ 324,00 zł)

Szerokość stołu WS: 65 cm , 70 cm

Wybierz wieszak na papier: brak , tak (+ 97,00 zł)