

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-medyczny-niemagnetyczny-p-3080.html>

Stół medyczny niemagnetyczny



Cena brutto	5 630,00 zł
Cena netto	5 212,96 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TMBY-SR4
Kod producenta	SR4-AL-185-56-60-T_(5)- N-MR- WUSR.56.AL.0000-N

Opis produktu

Stół medyczny niemagnetyczny - Stelaż aluminiowy, stabilny i niepodatny na działanie magnetycznych pól, zapewniający bezpieczeństwo i precyzję podczas medycznych procedur. Lakierowane proszkowo na biało, stopki z możliwością poziomowania gwarantują stabilność na różnych powierzchniach. Leże dwusegmentowe, wygodne i tapicerowane, co zapewnia pacjentowi komfort podczas zabiegów.

Zagłówek regulowany ręcznie dzięki zaawansowanemu mechanizmowi zapadkowemu, co umożliwia dostosowanie kąta nachylenia aż o +450 stopni. Dodatkowo, wyposażony w uchwyt na prześcieradło, zapewniający odpowiednie mocowanie.

Wymiary tego nowoczesnego stołu wynoszą 1850x560x600 mm [długość x szerokość x wysokość], a długość zagłówka to 500 mm. Grubość leża wynosi 50 mm, co zapewnia stabilność i wytrzymałość podczas użytkowania.

Produkt jest w pełni zgodny z wymogami medycznymi i został wpisany do rejestru wyrobów medycznych, co potwierdza jego jakość i bezpieczeństwo. Dodatkowo, sprzedaż tego stołu objęta jest stawką 8% VAT.

To solidny stół medyczny niemagnetyczny o wysokich standardach, wyprodukowany w kraju, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających profesjonalistów medycznych.

Stół medyczny niemagnetyczny, dane techniczne;

- Wymiary: 1850x560x600 mm [długośćxszerośćxwysokość]
- Długość zagłówka: 500 mm
- Grubość leża:50 mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki TMBY: brak , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy