

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kozetka-niemagnetyczna-do-pracowni-mri-p-2497.html>

Kozetka niemagnetyczna do pracowni MRI



Cena brutto	5 330,00 zł
Cena netto	4 935,19 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TMBY-SR4
Kod producenta	SR4-AL-185-56-60-T_(5)-K16.6-MR-WUSR.56.AL.0000-N

Opis produktu

Prezentujemy rewolucyjną kozetkę niemagnetyczną do pracowni MRI, która spełni najwyższe standardy bezpieczeństwa i komfortu. Wyposażona w **stelaż niemagnetyczny** z wzmocnionego kształtownika aluminiowego, lakierowany proszkowo na biało, ta kozetka oferuje niezrównaną trwałość i estetykę.

Dzięki **niemagnetycznym kołom** o średnicy 125 mm, w tym wszystkim z blokadą, przemieszczanie kozetki jest niezwykle proste i precyzyjne. Bez obaw o zakłócenie pola magnetycznego, personel medyczny może swobodnie manewrować kozetką wewnątrz pracowni MRI.

Kozetka posiada dwusegmentowe leże, które zostały tapicerowane, aby zapewnić maksymalny komfort pacjentom. Grubość leża wynosi 50 mm, co gwarantuje odpowiednie podparcie i równomierne rozłożenie ciężaru ciała. Długość zagłówka wynosi 500 mm i jest regulowana ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego, co umożliwia dostosowanie pozycji do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dodatkowo, kozetka jest wyposażona w uchwyt na prześcieradło, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Oprócz doskonałych właściwości konstrukcyjnych i ergonomicznych, **kozetka niemagnetyczna** została wpisana do rejestru wyrobów medycznych, potwierdzając jej wysoką jakość i zgodność z normami branżowymi. Wyprodukowana w kraju, jest gwarancją lokalnej produkcji i dbałości o najwyższe standardy.

Nasza kozetka jest sprzedawana ze stawką 8% VAT, co zapewnia korzystne warunki finansowe dla naszych klientów. Dzięki niezwykłym cechom i zaletom, ta kozetka niemagnetyczna do pracowni MRI stanowi doskonały wybór dla profesjonalistów medycznych, którzy pragną zapewnić pacjentom bezpieczne i wygodne doświadczenie podczas badań MRI.

Uwaga!

- **Stół rehabilitacyjny może być stosowany w pracowni rezonansu magnetycznego o mocy do 3T.**
- **Zabrania się stosowania wyrobu w pracowniach rezonansów magnetycznych o większej mocy.**

Kozetka niemagnetyczna do pracowni MRI, dane techniczne:

- Wymiary: 1850x560x600 mm [długośćxszerośćxwysokość]
- Długość zagłówka: 500 mm
- Grubość leża: 50 mm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki TMBY: brak , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy