

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-rehabilitacyjny-ksr-3-l-e-p-1527.html>

Stół rehabilitacyjny KSR-3 L-E



Cena brutto	8 010,00 zł
Cena netto	7 416,67 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-KSR-3LE

Opis produktu

Stół rehabilitacyjny KSR-3 L-E – Nowoczesne narzędzie do fizjoterapii i masażu

Stół rehabilitacyjny KSR-3 L-E to nowoczesne rozwiązanie, które łączy w sobie funkcjonalność i komfort zarówno dla pacjenta, jak i terapeuty. Jest to trzyczęściowy, stacjonarny stół rehabilitacyjny, idealny do zabiegów fizjoterapeutycznych, masażu oraz terapii manualnej. Stół umożliwia uzyskanie pozycji Pivota oraz fotela, co pozwala na szeroki zakres ustawień odpowiednich do różnych typów zabiegów. Dzięki zastosowaniu siłownika elektrycznego, regulacja wysokości oraz ustawienie stołu w pozycji Pivota odbywa się bez wysiłku, co zwiększa wygodę pracy terapeuty.

Kluczowe cechy stołu KSR-3 L-E:

- **Trzyczęściowy blat** – zapewnia pełną regulację pozycji pacjenta, w tym indywidualne ustawienia zagłówka, środkowej części oraz podnóżka.
- **Elektryczna regulacja wysokości** – pozwala dostosować wysokość stołu za pomocą ręcznego pilota, co jest niezbędne w pracy terapeutycznej.
- **Otwór na twarz** w podgłówniku z zatyczką – zapewnia wygodę podczas masażu twarzy czy innych zabiegów, gdy pacjent leży na brzuchu.
- **Regulacja zagłówka i podnóżka** za pomocą sprężyny gazowej – pozwala na precyzyjne ustawienie pozycji pacjenta, dostosowane do potrzeb zabiegu.

Wersje stołu KSR-3 L-E:

- KSR-3 L-E – model z elektryczną regulacją wysokości, sterowany pilotem ręcznym.

Wyposażenie standardowe:

- Blat składający się z trzech części.
- Regulowany podgłówek oraz podnóżek, oba z wykorzystaniem sprężyny gazowej.
- Uchwyt na pasy stabilizacyjne z obu stron leża.
- Skóropodobna tapicerka w różnych kolorach (od 1 do 25).
- Białe stalowe stelaż oraz cztery regulowane stopki.

Opcje dodatkowe:

- **Podłokietniki (PLUS)** dla większego komfortu pacjenta.
- **Banany rehabilitacyjne**, półki boczne lub podpory pod ręce, które dodatkowo zwiększają funkcjonalność stołu.

-
- **System jezdny** z kółkami umożliwiające łatwe przemieszczanie stołu.
 - **Pilot nożny** lub bezprzewodowy do regulacji wysokości, co umożliwia pełną kontrolę bez użycia rąk.

Stół KSR-3 L-E to doskonały wybór dla gabinetów fizjoterapeutycznych, salonów masażu oraz klinik rehabilitacyjnych, gdzie liczy się precyzyjna regulacja oraz komfort pacjenta. Dzięki swojej solidnej konstrukcji oraz szerokim możliwościom regulacji, stół ten sprawdzi się w intensywnym użytkowaniu, zapewniając trwałość i niezawodność.

Parametry techniczne:

- **Długość:** 210 cm
- **Szerokość:** 68 cm
- **Zakres regulacji wysokości:** od 49 cm do 105 cm
- **Maksymalne obciążenie:** 150 kg
- **Waga stołu:** 95 kg
- **Regulacja kąta nachylenia zagłówka:** od -80° do 45°
- **Kąt nachylenia oparcia pleców:** do 80°
- **Regulacja kąta łamania leża:** od 0° do 45°

tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 2 cm

Dzięki wszechstronności i zaawansowanej technologii, KSR-3 L-E spełni oczekiwania zarówno rehabilitantów, jak i ich pacjentów. To narzędzie pracy, które podnosi komfort i efektywność każdego zabiegu.

Wyposażenie opcjonalne można zamówić tylko w przypadku zakupu nowego stołu (oprócz pilota nożnego, wieszaka na podkład, oraz pokrowca pod nogi).

Na zdjęciach widoczne są wersje z podłokietnikami (PLUS) oraz półkami bocznymi.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 14 , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł)

Podłokietniki /Plus/: nie , tak (+ 362,00 zł)

Pilot regulacji elektrycznej J: pilot ręczny , pilot nożny (+ 515,00 zł) , sterowanie z ramy (+ 506,00 zł)

Wybierz półkę boczną J: nie , tak (+ 290,00 zł)

Pokrowiec pod nogi J: nie , tak (+ 52,00 zł)

Podpory pod ręce: nie , tak (+ 434,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , 70 cm (+ 116,00 zł)

Banany 3 szt. J: nie , tak (+ 438,00 zł)