

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-rehabilitacyjny-niemagnetyczny-p-3049.html>

Stół rehabilitacyjny niemagnetyczny



Czas wysyłki

14 dni

Numer katalogowy

SM-TM-SR-F p+

Opis produktu

Stół rehabilitacyjny niemagnetyczny drewniany z półką oraz burtami bocznymi SR-Fp+ to idealny produkt dla gabinetów lekarskich i zabiegowych, szpitali oraz klinik zdrowia. Jest on szczególnie polecany dla gabinetów fizykoterapii, gdzie znajdzie zastosowanie zarówno w procesie rehabilitacji, jak i w badaniach zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Konstrukcja stołu niemagnetycznego została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu wygody pacjentowi oraz komfortu pracy terapeuty. Produkt ten charakteryzuje się wysoką jakością oraz starannym wykonaniem, które objawia się dbałością o każdy szczegół. Tapicerka leżanki jest wykonana z winylu, który jest odporny na uszkodzenia oraz łatwy w utrzymaniu czystości. Drewniany stelaż stołu (sosna) jest pokryty bezbarwnym lakierem, który dodatkowo zabezpiecza go przed uszkodzeniami. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że konstrukcja stołu jest całkowicie pozbawiona elementów przewodzących prąd, dzięki czemu można bezpiecznie podłączać na nim aparaty medyczne.

Stół rehabilitacyjny SR-Fp+ wyposażony jest w wiele przydatnych funkcji, które zwiększają jego funkcjonalność, na przykład drewniana półka na akcesoria, która pozwala na przechowywanie potrzebnego sprzętu w pobliżu terapeuty. Stół ma stałą wysokość 70 cm, szerokość 80 cm oraz długość 185 cm, co zapewnia odpowiednią przestrzeń do przeprowadzania zabiegów.

Stół rehabilitacyjny niemagnetyczny drewniany z półką oraz burtami bocznymi SR-Fp+ to wyjątkowo funkcjonalny, bezpieczny i wygodny produkt, który sprawdzi się w każdym gabinecie lekarskim, zabiegowym, szpitalu czy klinice zdrowia.

Stół rehabilitacyjny niemagnetyczny, cechy:

- stół rehabilitacyjny niemagnetyczny drewniany z półką oraz burtami bocznymi
- idealny dla gabinetów lekarskich i zabiegowych, szpitali oraz klinik zdrowia
- szczególnie polecany dla gabinetów fizykoterapii
- zapewnia wygodę pacjentowi i komfort pracy terapeuty
- wysoka jakość i staranne wykonanie z dbałością o każdy szczegół
- tapicerka leżanki wykonana z winylu odpornego na uszkodzenia i łatwego w utrzymaniu czystości
- drewniany stelaż (sosna) pokryty bezbarwnym lakierem, który dodatkowo zabezpiecza go przed uszkodzeniami
- konstrukcja stołu pozbawiona elementów przewodzących prąd, dzięki czemu można bezpiecznie podłączać na nim aparaty medyczne
- wyposażony w drewnianą półkę na akcesoria do przechowywania potrzebnego sprzętu w pobliżu terapeuty
- stała wysokość 70 cm, szerokość 80 cm oraz długość 185 cm zapewniają odpowiednią przestrzeń do przeprowadzania zabiegów
- wyjątkowo funkcjonalny, bezpieczny i wygodny produkt.

Stół rehabilitacyjny niemagnetyczny, dane techniczne:

- Szerokość: 185 cm,
- Wysokość: 70 cm,
- Szerokość 80 cm,
- Maksymalne obciążenie: 200 kg.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMO: brak , 1-biel , 8 - zieleń medyczna , 12 - granat , 15 - czerń , 16 - błękit , 17 - zieleń trawiasta , 20 - beż , 21 - piasek , 22 - pistacja , 23 - niebieski , 25 - bordo , 27 - turkus , 29 - szarość , 30 - czerwień , 31 - pomarańcz , 53 - cytryna , 55 - fiolet , 56 - róż , 57 - mleczna czekolada , 58 - espresso , 59 - antracyt , 60 - kawa z mlekiem