

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-rehabilitacyjny-regulowany-p-3041.html>



Stół rehabilitacyjny regulowany

Cena brutto	5 162,00 zł
Cena netto	4 779,63 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-ELE-01

Opis produktu

Stół rehabilitacyjny regulowany to nowoczesne rozwiązanie dla pacjentów wymagających rehabilitacji. Jego obudowa wykonana z tworzywa ABS pozwala na łatwe utrzymanie w czystości oraz nadaje mu nowoczesny wygląd.

Stół wyposażony jest w dwuczęściowe leże, które posiada regulowany podglówek oraz stałą część. Wysokość stołu może być regulowana elektrycznie przy użyciu siłownika, co pozwala na łatwe dostosowanie go do indywidualnych potrzeb pacjenta. Stół jest wyposażony w stabilną podstawę oraz łożyskowane mechanizmy regulacji, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Stół rehabilitacyjny regulowany oferuje także regulację kąta podglówka w zakresie od -70° do 40° dzięki sprężynie gazowej. Dodatkowo, jako opcje dodatkowe dostępne są ręcznie regulowane podłokietniki, opuszczane półki boczne, wieszak na podkład, system kółek jezdnych, pilot nożny oraz sterowanie z ramy.

Długość stołu wynosi 200 cm, a szerokość może być wybrana spośród trzech opcji: 65 cm, 70 cm lub 80 cm. Wysokość stołu można regulować w zakresie od 48 cm do 100 cm. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom i wygodzie użytkowania, stół rehabilitacyjny regulowany jest idealnym rozwiązaniem dla placówek medycznych oraz pacjentów potrzebujących profesjonalnej rehabilitacji.

Stół rehabilitacyjny regulowany, cechy:

- obudowa z tworzywa ABS zapewnia łatwe utrzymanie w czystości oraz nowoczesny wygląd,
- dwuczęściowe leże z regulowanym podglówkiem oraz stałą częścią,
- elektryczna regulacja wysokości stołu przy użyciu siłownika, dostosowująca się do indywidualnych potrzeb pacjenta,
- stabilna podstawa oraz łożyskowane mechanizmy regulacji zapewniają stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania,
- regulacja kąta podglówka w zakresie od -70° do 40° dzięki sprężynie gazowej,
- opcje dodatkowe, w tym ręcznie regulowane podłokietniki, opuszczane półki boczne, wieszak na podkład, system kółek jezdnych, pilot nożny oraz sterowanie z ramy,
- długość stołu wynosząca 200 cm, z możliwością wyboru szerokości spośród trzech opcji: 65 cm, 70 cm lub 80 cm,
- regulacja wysokości stołu w zakresie od 48 cm do 100 cm,
- zaawansowane funkcje i wygoda użytkowania sprawiają, że stół rehabilitacyjny regulowany jest idealnym rozwiązaniem dla placówek medycznych oraz pacjentów potrzebujących profesjonalnej rehabilitacji.

Stół rehabilitacyjny regulowany, dane techniczne:

- Długość: 200 cm

-
- Szerokość do wyboru: 65/70/80 cm
 - Wysokość: 48-100 cm
 - Regulacja kąta podglówka -70° do 40° za pomocą sprężyny gazowej
 - Masa własna: 88 kg
 - Maksymalne obciążenie: 160 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: brak , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 324,00 zł) , N02 (+ 324,00 zł) , N03 (+ 324,00 zł) , N04 (+ 324,00 zł) , N05 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL9003

Podłokietniki WS: nie , tak (+ 324,00 zł)

Półki boczne WS: nie , tak (+ 410,00 zł)

Pilot nożny: nie , tak (+ 324,00 zł)

Pilot nożny + Pilot ręczny: nie , tak (+ 702,00 zł)

Kółka jezdne: Nie , tak (+ 702,00 zł)

Szerokość stołu WS: brak , 65 cm , 70 cm , 80 cm

Sterowanie z ramy: nie , tak (+ 1 026,00 zł)

Wieszak na papier WS: nie , tak (+ 97,00 zł)

Otwór na twarz: nie , tak