

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-rehabilitacyjny-z-pozycja-fotela-p-1581.html>

Stół rehabilitacyjny z pozycją fotela



Cena brutto	5 437,00 zł
Cena netto	5 034,26 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SS-M03

Opis produktu

Stół rehabilitacyjny z pozycją fotela SS-M03 to doskonale zaprojektowane urządzenie, które oferuje wygodę i funkcjonalność w trakcie rehabilitacji pacjentów. Konstrukcja stołu wykonana jest ze stabilnej stali pokrytej farbą proszkową, co gwarantuje długotrwałą trwałość i odporność na uszkodzenia. Stół rehabilitacyjny SS-M03 posiada trzy częściowe leże, które mogą być łamane do pozycji fotela z otworem na twarz i zatyczką w podgłówniku. To idealne rozwiązanie dla pacjentów, którzy wymagają różnych pozycji podczas rehabilitacji. Dzięki temu urządzeniu, terapeuci mogą łatwo dostosować pozycję stołu do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą korbki ręcznej, która znajduje się w tylnej części ramy stołu. W modelu SS-M03 zastosowano w pełni łożyskowany mechanizm regulacji wysokości, co zapewnia płynne i ciche działanie.

Poszczególne części blatu regulowane są poprzez sprężyny gazowe, co umożliwia łatwe i precyzyjne ustawienie pożądanej pozycji. Opcjonalnie, można również wyposażać stół w podłokietniki, półki boczne, wieszak na podkład oraz system kółek jezdnych, co jeszcze bardziej zwiększa funkcjonalność urządzenia.

Stół rehabilitacyjny z pozycją fotela SS-M03 to idealne rozwiązanie dla placówek medycznych i rehabilitacyjnych, które chcą zapewnić swoim pacjentom najlepsze warunki podczas rehabilitacji. Urządzenie zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas terapii, a także pozwala na szybkie i precyzyjne dostosowanie pozycji do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.

Stół rehabilitacyjny z pozycją fotela, cechy:

- przeznaczony do masażu i rehabilitacji
- prosta i stabilna konstrukcja stalowa
- trzy częściowy model, łamany do pozycji fotela
- ręczna regulacja wysokości za pomocą korbki

-
- w pełni łożyskowany mechanizm regulacji wysokości
 - poszczególne części blatu regulowane poprzez sprężyny gazowe
 - otwór na twarz i zatyczka w podgłówniku
 - obicie dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej

Stół rehabilitacyjny z pozycją fotela, dane:

- długość: 200 cm
- szerokość: 65 lub 70 lub 80 cm
- wysokość: od 48 do 100 cm
- regulacja kąta nachylenia podgłównika: od -70 ° do +40 °
- regulacja kąta oparcia: 0° do 85°
- maksymalne obciążenie: 160 kg
- waga: 85 kg

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: brak , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 324,00 zł) , N02 (+ 324,00 zł) , N03 (+ 324,00 zł) , N04 (+ 324,00 zł) , N05 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Podłokietniki WS: nie , tak (+ 324,00 zł)

Półki boczne WS: nie , tak (+ 410,00 zł)

Kółka jezdne WS: nie , tak (+ 702,00 zł)

Szerokość stołu WS: 65 cm , 70 cm , 80 cm

Wieszak na papier WS: nie , tak (+ 97,00 zł)

Otwór na twarz: nie , tak