

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-rehabilitacyjny-z-silownikiem-hydraulicznym-p-1590.html>



Stół rehabilitacyjny z siłownikiem hydraulicznym

Cena brutto	5 551,00 zł
Cena netto	5 139,81 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SS-H01

Opis produktu

Stół rehabilitacyjny z siłownikiem hydraulicznym to innowacyjny produkt medyczny, który łączy w sobie stabilną stalową konstrukcję z wygodnymi funkcjonalnościami. Konstrukcja stołu jest wykonana z najwyższej jakości materiałów, a farba proszkowa pokrywająca stół zapewnia trwałą i estetyczną powierzchnię.

Stół SS-H01 jest wyposażony w dwu-częściowe leże z otworem na twarz oraz zatyczką w podgłówniku, co zapewnia pacjentom maksymalny komfort i wygodę podczas badań. Dodatkowo, regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego, co umożliwia łatwe i precyzyjne ustawienie stołu w pożądanej pozycji.

W modelu SS-H01 zastosowano w pełni łożyskowany mechanizm regulacji wysokości, co umożliwia płynną i bezproblemową regulację wysokości stołu. Ponadto, poszczególne części blatu są regulowane poprzez sprężyny gazowe, co zapewnia jeszcze większą precyzję i wygodę podczas badań.

Stół rehabilitacyjny z siłownikiem hydraulicznym oferuje także wiele opcji dodatkowych, takich jak podłokietniki, półki boczne, wieszak na podkład oraz system kółek jezdnych, co pozwala na jeszcze większą personalizację stołu do konkretnych potrzeb medycznych. Stół ma długość 200 cm, a szerokość jest do wyboru spośród trzech opcji: 65/70/80 cm. Wysokość stołu można regulować w zakresie od 48 do 100 cm, a kąt podgłównika można regulować w zakresie od -70° do 40° za pomocą sprężyny gazowej. Stół waży 90 kg i jest w stanie wytrzymać maksymalne obciążenie do 150 kg, co czyni go idealnym narzędziem dla wielu różnych procedur medycznych.

Stół rehabilitacyjny z siłownikiem hydraulicznym, cechy:

- innowacyjny produkt medyczny łączący stabilną stalową konstrukcję z wygodnymi funkcjonalnościami.
- konstrukcja stołu wykonana z najwyższej jakości materiałów, a farba proszkowa pokrywająca stół zapewnia trwałą i estetyczną powierzchnię.
- dwu-częściowe leże z otworem na twarz oraz zatyczką w podgłówniku zapewniają maksymalny komfort i wygodę pacjentom podczas badań.
- regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego, umożliwiając łatwe i precyzyjne ustawienie stołu w pożądanej pozycji.
- w pełni łożyskowany mechanizm regulacji wysokości, co umożliwia płynną i bezproblemową regulację wysokości stołu.
- poszczególne części blatu regulowane są poprzez sprężyny gazowe, co zapewnia jeszcze większą precyzję i wygodę

podczas badań.

- opcje dodatkowe, takie jak podłokietniki, półki boczne, wieszak na podkład oraz system kółek jezdnych, pozwalają na jeszcze większą personalizację stołu do konkretnych potrzeb medycznych.
- długość 200 cm, a szerokość jest do wyboru spośród trzech opcji: 65/70/80 cm.
- wysokość stołu można regulować w zakresie od 48 do 100 cm, a kąt podglówka można regulować w zakresie od -70° do 40° za pomocą sprężyny gazowej.
- stół waży 90 kg i jest w stanie wytrzymać maksymalne obciążenie do 150 kg, co czyni go idealnym narzędziem dla wielu różnych procedur medycznych.

Stół rehabilitacyjny z siłownikiem hydraulicznym, dane techniczne:

- długość: 200 cm
- szerokość: 65 lub 70 lub 80 cm
- wysokość: od 48 cm do 100 cm
- regulacja kąta łamania podglówka: - 70 ° do 40 °
- maksymalne obciążenie: 150 kg
- waga: 90 kg

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: brak , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 324,00 zł) , N02 (+ 324,00 zł) , N03 (+ 324,00 zł) , N04 (+ 324,00 zł) , N05 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Podłokietniki WS: nie , tak (+ 324,00 zł)

Półki boczne WS: nie , tak (+ 410,00 zł)

Kółka jezdne WS: nie , tak (+ 702,00 zł)

Szerokość stołu WS: brak , 65 cm , 70 cm , 80 cm

Wieszak na papier WS: nie , tak (+ 97,00 zł)