

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-roboczy-do-sterylizatorni-p-2744.html>



Stół do sterylizatorni 1200x700 z 3 szufladami i półką pod klawiaturę

Cena brutto	8 800,00 zł
Cena netto	7 154,47 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-APA120-2

Opis produktu

Opis i zastosowanie stołu do sterylizatorni 1200x700

Stół do sterylizatorni 1200x700 mm z 3 szufladami i półką pod klawiaturę to funkcjonalne stanowisko robocze przeznaczone do organizacji pracy w sterylizatorni i pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach porządkowych. Model ten łączy wygodną przestrzeń roboczą z miejscem do przechowywania akcesoriów, dokumentacji oraz elementów niezbędnych przy codziennej obsłudze stanowiska.

Prezentowany wariant został wyposażony w blat stalowy o wymiarach 1200x700 mm, szafkę z 3 szufladami oraz szufladę z wysuwanym blatem pod klawiaturę. Dzięki temu dobrze sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest stabilne, uporządkowane i wygodne stanowisko do pracy w sterylizatorni.

Najważniejsze cechy stołu do sterylizatorni

- blat stalowy 1200x700 mm lakierowany proszkowo na biało,
- 1 szafka z 3 szufladami,
- fronty szuflad o wysokości 3x130 mm,
- szuflada z wysuwanym blatem pod klawiaturę 500x500x85 mm,
- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało,
- profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach,
- maskownica w tylnej części stołu,
- elementy dekoracyjne dopasowane kolorystycznie do wybranego frontu,
- stopki z możliwością wypoziomowania,
- fronty szuflad dostępne w kolorach z palety RAL.

Wykonanie i konstrukcja

Stół został wykonany na bazie stelaża z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny posiada 2 kanały montażowe po obydwu stronach, co umożliwia przyszłą rozbudowę o wyposażenie dodatkowe bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zostały zabezpieczone maskownicą, która ogranicza gromadzenie się zabrudzeń i ułatwia utrzymanie stanowiska w czystości.

Blat, szafka oraz pozostałe elementy stalowe są lakierowane proszkowo na biało. Fronty szuflad dostępne są w kolorze do wyboru z palety RAL, a elementy dekoracyjne, takie jak maskownice i zaślepki profilu, wykonywane są w kolorze wybranego frontu. Podstawa stalowa została wyposażona w stopki poziomujące, które ułatwiają stabilne ustawienie stołu.

Zastosowanie

Model 1200x700 mm sprawdzi się jako stół do sterylizatorni w placówkach medycznych, gabinetach zabiegowych i pomieszczeniach, w których ważna jest dobra organizacja pracy oraz wygodny dostęp do podręcznych materiałów. Trzy szuflady pomagają uporządkować wyposażenie stanowiska, a półka pod klawiaturę pozwala wygodniej korzystać z komputera bez zajmowania powierzchni blatu roboczego.

To wariant szczególnie przydatny tam, gdzie potrzebne jest stanowisko robocze do sterylizatorni z miejscem do przechowywania, ale bez nadmiernie rozbudowanej konstrukcji typowej dla bardziej specjalistycznych stołów pakietujących.

Dane techniczne

Typ produktu	stół do sterylizatorni
Wymiary całkowite	1200x700x800 mm
Wymiary blatu	1200x700 mm
Szafka	1x szafka z 3 szufladami
Wysokość frontów szuflad	3x130 mm
Wymiary szafki	500x500x413 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	425x430x105 mm
Szuflada z wysuwaniem blatem pod klawiaturę	500x500x85 mm
Powierzchnia użytkowa półki pod klawiaturę	430x230 mm
Stelaż	profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało
Blat / szafka / elementy stalowe	stal lakierowana proszkowo na biało
Kolor frontów	do wyboru z palety RAL
Podstawa	stalowa, lakierowana proszkowo na biało, ze stopkami poziomującymi

Dostępne warianty

Producent przewiduje również inne szerokości blatu: 800, 1000, 1200, 1400 i 1800 mm. Szerokość blatu wpływa na całkowite wymiary stołu oraz cenę. Istnieje także możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Powiązane produkty

- [Stoły robocze medyczne](#)
- [Stół do pakietowania narzędzi 800x700 z 3 szufladami](#)
- [Stół do sortowania narzędzi chirurgicznych](#)
- [Stół do pakietowania po sterylizacji](#)

Najczęściej zadawane pytania

Jakie wymiary ma stół do sterylizatorni?

Prezentowany model ma wymiary całkowite 1200x700x800 mm, a sam blat roboczy ma wymiar 1200x700 mm.

Ile szuflad ma ten stół?

Model został wyposażony w jedną szafkę z 3 szufladami. Wysokość frontów szuflad wynosi 3x130 mm.

Czy stół posiada półkę pod klawiaturę?

Tak. Produkt ma szufladę z wysuwaniem blatem pod klawiaturę o wymiarach 500x500x85 mm. Powierzchnia użytkowa tej części wynosi 430x230 mm.

Czy można wybrać kolor frontów szuflad?

Tak. Fronty szuflad są dostępne w kolorach z palety RAL. W kolorze wybranego frontu mogą być wykonane również elementy dekoracyjne.

Czy dostępne są inne szerokości tego stołu?

Tak. Producent oferuje także szerokości blatu 800, 1000, 1400 i 1800 mm. Wybór szerokości wpływa na wymiary całkowite oraz cenę produktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary