

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-stacjonarny-do-masazu-i-rehabilitacji-ksr-3-l-e-p-1527.html>

Stół stacjonarny do masażu i rehabilitacji KSR-3 L-E



Cena brutto	7 701,00 zł
Cena netto	7 130,56 zł
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-J-KSR-3LE

Opis produktu

Stół ten jest stołem przeznaczonym do rehabilitacji, masażu lub prostych zabiegów medycznych. Posiada trzy częściowe leże, regulowane siłownikiem elektrycznym sterowane pilotem. Regulacja wysokości stołu odbywa się na takich samych zasadach. Dzięki temu można uzyskać pozycje Pivota oraz typowego fotela. Podgłówek jest regulowany za pomocą amortyzatora (sprężyny gazowej). Stół może być obity wysokiej klasy materiałem skóropodobnym lub winylowym, o dużej odporności na uszkodzenia oraz całkowicie zmywalnym. Stół ten znalazł głównie zastosowanie w terapii manualnej oraz przy schorzeniach kręgosłupa.

Wyposażenie standardowe:

- blat trzyczęściowy
- otwór z zatyczką w podgłówniku
- podgłówek regulowany sprężyną gazową
- podnóżek regulowany sprężyną gazową
- środkowa część regulowana elektrycznie
- uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża
- tapicerka skóropodobna standard line (kolory 1-25)
- biały kolor stelaża
- 4 regulowane stopki
- pilot ręczny do regulacji wysokości

Wyposażenie opcjonalne:

- podłokietniki (PLUS)
- banany rehabilitacyjne (3 szt.) lub półki boczne (kpl.) lub podpory pod ręce (kpl.)
- wieszak na podkład celulozowy 70 cm
- tapicerka winylowa exclusive line (kolory 101-108)
- stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (oprócz koloru białego)
- system jezdny z 4 skrętnymi kółkami
- pilot nożny lub bezprzewodowy lub rama sterująca usytuowana w podstawie stołu do regulacji wysokości
- pokrowiec pod nogi (pokrowiec zakładany na podgłówek, gdy stół jest w pozycji fotela)

Wyposażenie opcjonalne można zamówić tylko w przypadku zakupu nowego stołu (oprócz pilota nożnego,

wieszaka na podkład, oraz pokrowca pod nogi).

Dane techniczne:

- długość: 210 cm
- szerokość: 68 cm
- wysokość: od 49 cm do 105 cm
- regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -80° do +45°
- waga: 95 kg
- dopuszczalne obciążenie: 150 kg
- kąt nachylenia oparcia pleców: od 0° do 80°
- regulacja kąta łamania leża: od 0° do 45°
- tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 2 cm

Na zdjęciach widoczne są wersje z podłokietnikami (PLUS) oraz półkami bocznymi.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 101 (+ 120,00 zł), 102 (+ 120,00 zł), 106 (+ 120,00 zł), 107 (+ 120,00 zł), 108 (+ 120,00 zł)

Podłokietniki /Plus/: nie , tak (+ 362,00 zł)

Pilot regulacji elektrycznej J: pilot ręczny , pilot nożny (+ 515,00 zł), sterowanie z ramy (+ 506,00 zł)

Półka boczna J: nie , tak (+ 290,00 zł)

Pokrowiec pod nogi J: nie , tak (+ 52,00 zł)

Podpory pod ręce: nie , tak (+ 434,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wieszak na papier J: nie , 70 cm (+ 116,00 zł)

Banany 3 szt. J: nie , tak (+ 438,00 zł)