

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-stacjonarny-do-masazu-i-rehabilitacji-ksr-p-1523.html>



Stół stacjonarny do masażu i rehabilitacji KSR

Cena brutto **3 027,00 zł**

Cena netto **2 802,78 zł**

Czas wysyłki **7-14dni**

Numer katalogowy **SM-J-KSR**

Opis produktu

Stół KSR jest stołem przeznaczonym do rehabilitacji, masażu lub prostych zabiegów medycznych. Ten dwuczęściowy model stołu posiada ręczną regulację wysokości. Podglówek reguluje się przy użyciu sprężyny gazowej, a za dodatkową opłatą stół może zostać wyposażony w podłokietniki. Jako obicie stołu zastosowano materiał skóropodobny o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Stacjonarny stół do rehabilitacji i masażu dostępny jest w wersji elektrycznej (KSR E), w której wysokość reguluje się za pomocą pilota ręcznego (wersja podstawowa stołu) lub opcjonalnie za pomocą pilota nożnego (wersja stołu za dopłatą) oraz w wersji hydraulicznej (KSR H - również za dopłatą).

Wersje stołu KSR:

- KSR - regulacja wysokości manualna (standard)
- KSR E - regulacja wysokości elektryczna za pomocą siłownika elektrycznego
- KSR H - regulacja wysokości hydrauliczna za pomocą siłownika hydraulicznego

Wyposażenie standardowe:

- blat dwuczęściowy
- podglówek regulowany sprężyną gazową
- uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża
- tapicerka skóropodobna standard line (kolory 1-25)
- biały kolor stelaża
- 4 regulowane stopki
- korba do manualnej regulacji wysokości (dotyczy wersji KSR)
- pilot ręczny do elektrycznej regulacji wysokości (dotyczy wersji KSR E)
- pedały nożne do hydraulicznej regulacji wysokości (dotyczy wersji KSR H)

Wyposażenie opcjonalne:

- podłokietniki (PLUS)
- banany rehabilitacyjne (3 szt.)
- wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- tapicerka winylowa exclusive line (kolory 101-107)
- stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (oprócz koloru białego)
- system jezdnny z 4 skrętnymi kółkami
- pilot nożny lub bezprzewodowy lub rama sterująca usytuowana w podstawie stołu do regulacji wysokości (dotyczy wersji KSR E)

Wypożyczenie opcjonalne można zamówić tylko w przypadku zakupu nowego stołu (oprócz pilota nożnego, wieszaka na podkład).

Dane techniczne:

- długość: 200 cm
- szerokość: 69 cm*
- wysokość: od 64 cm do 87 cm
- regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -80 ° do +50 °
- waga: 65 kg
- dopuszczalne obciążenie przy regulacji elekt.: 150 kg
- dopuszczalne obciążenie przy regulacji ręcznej: 300 kg
- dopuszczalne obciążenie (regulacja hydrauliczna): 150 kg
- tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 2 cm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 101 (+ 120,00 zł), 102 (+ 120,00 zł), 106 (+ 120,00 zł), 107 (+ 120,00 zł)

Kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł), 7016 mat (+ 100,00 zł), 8019 mat (+ 100,00 zł), 9005 mat (+ 100,00 zł), 9006 mat (+ 100,00 zł)

Podłokietniki /Plus/: nie , tak (+ 362,00 zł)

Regulacja wysokości J: Manualna (bez dopłaty) , Elektryczna (+ 1 081,00 zł), Hydrauliczna (+ 1 674,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wieszak na papier J: nie , 60 cm (+ 103,00 zł), 70 cm (+ 116,00 zł)

Banany 3 szt. J: nie , tak (+ 438,00 zł)