

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-stacjonarny-do-masazu-i-rehabilitacji-ksr2-p-1519.html>



Stół stacjonarny do masażu i rehabilitacji KSR2

Cena brutto	3 384,00 zł
Cena netto	3 133,33 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-KSR2

Opis produktu

Stół Stacjonarny do Masażu i Rehabilitacji KSR2

Wyszukujesz niezawodnego i wszechstronnego stołu rehabilitacyjnego do swojej praktyki medycznej? Poznaj Stół Stacjonarny do Masażu i Rehabilitacji KSR2 - innowacyjne rozwiązanie, które zapewnia nie tylko komfort pacjentom, ale również ułatwia pracę personelowi medycznemu.

Funkcjonalność i Warianty:

Stół KSR2 dostępny jest w trzech wariantach, aby sprostać różnorodnym potrzebom i preferencjom użytkowników:

- **KSR2** - z manualną regulacją wysokości,
- **KSR2 E** - z elektryczną regulacją wysokości za pomocą siłownika elektrycznego,
- **KSR2 H** - z hydrauliczną regulacją wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego.

Zalety Produktu:

- Ergonomiczny Design: Błat dwuczęściowy z otworami w podgłówniku i leżu zapewniają wygodę podczas różnych procedur rehabilitacyjnych.
- Regulacja Komfortu: Regulowany podgłówek sprężyną gazową oraz uchwyty na pasy do stabilizacji gwarantują optymalną pozycję pacjenta.
- Wytrzymała Konstrukcja: Solidny stelaż z 4 regulowanymi stopkami zapewnia stabilność i bezpieczeństwo w trakcie terapii.
- Dostosowane Opcje: Opcjonalne wyposażenie, takie jak podłokietniki, banany rehabilitacyjne czy tapicerka winylowa exclusive line, pozwala dostosować stół do indywidualnych potrzeb.

Dopasuj do Swoich Wymagań:

Wybierz opcjonalne wyposażenie, takie jak system jezdny z 4 skrętnymi kółkami lub pilot bezprzewodowy do elektrycznej

regulacji wysokości, aby jeszcze bardziej zoptymalizować funkcjonalność stołu KSR2 do swojej praktyki.

Zaufaj Stół Stacjonarny do Masażu i Rehabilitacji KSR2, który łączy innowacyjne rozwiązania z niezawodną jakością, aby zapewnić skuteczną i komfortową opiekę nad pacjentami.

Wyposażenie opcjonalne:

- podłokietniki (PLUS)
- banany rehabilitacyjne (3 szt.)
- wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- tapicerka winylowa exclusive line (kolory 101-108)
- stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (oprócz koloru białego)
- system jezdny z 4 skrętnymi kółkami
- pilot nożny lub bezprzewodowy lub rama sterująca usytuowana w podstawie stołu do regulacji wysokości (dotyczy wersji KSR 2 E)

Wyposażenie opcjonalne można zamówić tylko w przypadku zakupu nowego stołu (oprócz pilota nożnego, wieszaka na podkład).

Dane techniczne:

- długość: 200 cm
- szerokość: 69 cm
- wysokość: od 64 cm do 87 cm
- regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -80 ° do +50 °
- waga: 65 kg
- dopuszczalne obciążenie przy regulacji elekt.: 150 kg
- dopuszczalne obciążenie przy regulacji ręcznej: 300 kg
- dopuszczalne obciążenie (regulacja hydrauliczna): 150 kg
- tolerancja wymiarów w specyfikacji technicznej: +/- 2 cm.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł), 7016 mat (+ 100,00 zł), 8019 mat (+ 100,00 zł), 9005 mat (+ 100,00 zł), 9006 mat (+ 100,00 zł)

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 120,00 zł), 102 miedziowy (+ 120,00 zł), 106 śliwka (+ 120,00 zł), 107 morski (+ 120,00 zł), 108 grafit (+ 120,00 zł), 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł), 110 rudy (+ 120,00 zł), 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł), 112 jasnoszary (+ 120,00 zł)

Podłokietniki /Plus/: nie , tak (+ 362,00 zł)

Regulacja wysokości J: Manualna (bez dopłaty) , Elektryczna (+ 1 081,00 zł) , Hydrauliczna (+ 1 674,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , 60 cm (+ 103,00 zł), 70 cm (+ 116,00 zł)

Banany 3 szt. J: nie , tak (+ 438,00 zł)