

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-stacjonarny-do-masazu-p-1593.html>

Stół stacjonarny do masażu



Cena brutto	7 610,00 zł
Cena netto	7 046,30 zł
Cena poprzednia	8 456,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SS-H04

Opis produktu

Stół stacjonarny do masażu jest specjalistycznym narzędziem medycznym o najwyższej jakości. Jego stalowa konstrukcja pokryta farbą proszkową gwarantuje nie tylko stabilność, ale także trwałość, odporność na uszkodzenia i korozję. Trzy częściowe leże łamane, wraz z możliwością regulacji wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego poprzez wielokrotne naciśnięcie dźwigni, umożliwiają precyzyjne ustawienie stołu w optymalnej pozycji dla pacjenta i terapeuty.

Model SS-H04 wyróżnia się pełni łożyskowanym mechanizmem regulacji wysokości, co zapewnia płynne i bezproblemowe dostosowanie stołu do indywidualnych preferencji. Dodatkowo, stółek umożliwia regulację kąta podglówka, oparcia i łamania blatu za pomocą sprężyn gazowych, co daje większą elastyczność w wykonywaniu różnorodnych zabiegów.

Stół do masażu oferuje także liczne opcje dodatkowe, takie jak podłokietniki, półki boczne, wieszak na podkład oraz system kółek jezdnych, które można dostosować do konkretnych potrzeb terapeutycznych. Jego uniwersalne wymiary (długość 200 cm, szerokość do wyboru spośród opcji 65/70/80 cm) i regulacja wysokości (od 48 do 100 cm) umożliwiają dostosowanie stołu do różnych typów masażu i terapii.

Stół stacjonarny do masażu jest idealnym narzędziem dla profesjonalistów medycyny, terapeutów i masażyistów, którzy pragną zapewnić swoim pacjentom wysoki komfort, precyzję i skuteczność podczas sesji terapeutycznych. Dzięki swojej solidnej konstrukcji i wszechstronnym funkcjom, ten stół jest niezbędnym elementem w każdej praktyce medycznej i salonie masażu.

Stół stacjonarny do masażu, cechy produktu:

- specjalistyczne narzędzie medyczne o najwyższej jakości
- stalowa konstrukcja z farbą proszkową zapewnia stabilność, trwałość i odporność na uszkodzenia oraz korozję
- trzy częściowe leże łamane i regulacja wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego umożliwiają precyzyjne ustawienie
- model z pełni łożyskowanym mechanizmem regulacji wysokości i regulacją kąta podglówka, oparcia i łamania blatu za pomocą sprężyn gazowych
- opcje dodatkowe: podłokietniki, półki boczne, wieszak na podkład, system kółek jezdnych

-
- wymiary: długość 200 cm, szerokość do wyboru 65/70/80 cm
 - regulacja wysokości od 48 do 100 cm
 - idealny dla profesjonalistów medycyny i terapeutów, zapewniający komfort, precyzję i skuteczność
 - solidna konstrukcja i wszechstronne funkcje
 - niezbędny element w praktyce medycznej i salonie masażu

Stół stacjonarny do masażu, dane techniczne:

- długość: 200 cm
- szerokość: 65 lub 70 lub 80 cm
- wysokość: od 48 cm do 100 cm
- regulacja kąta łamania podglówka: - 70 ° do 40 °
- regulacja kąta oparcia: od 0° do 85°
- regulacja kąta łamania blatu: od 0° do 30°
- dopuszczalne obciążenie przy regulacji elekt.: 160 kg
- waga: 98 kg

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: brak , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 324,00 zł) , N02 (+ 324,00 zł) , N03 (+ 324,00 zł) , N04 (+ 324,00 zł) , N05 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Podłokietniki WS: nie , tak (+ 324,00 zł)

Półki boczne WS: nie , tak (+ 410,00 zł)

Kółka jezdne WS: nie , tak (+ 702,00 zł)

Szerokość stołu WS: brak , 65 cm , 70 cm , 80 cm

Wieszak na papier WS: nie , tak (+ 97,00 zł)