

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-stacjonarny-na-kolach-p-3137.html>

Stół stacjonarny na kołach



Cena brutto	7 494,00 zł
Cena netto	6 938,89 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-XSR 3 L E

Opis produktu

Stół Rehabilitacyjny na Kołach z Elektryczną Regulacją - Trzyczęściowy Model

Odkryj wyjątkową funkcjonalność i komfort dzięki naszemu stołowi rehabilitacyjnemu na kołach. Nasz trzyczęściowy model stacjonarnego stołu rehabilitacyjnego oferuje innowacyjne rozwiązania, które sprawiają, że proces rehabilitacji stanie się bardziej efektywny i komfortowy.

Elektryczna Regulacja Pivota i Wysokości: Dzięki zaawansowanemu siłownikowi elektrycznemu możliwe jest płynne ustawienie stołu w pozycji Pivota, fotela oraz regulacja wysokości, dostosowując go do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Trzyczęściowy Błat: Wygodny blat składa się z trzech części, co umożliwia różnorodne ćwiczenia i manipulacje terapeutyczne.

Regulowany Podglówek z Otworem: Otwór z zatyczką w podglówku zapewnia komfort i wsparcie podczas terapii.

Kompleksowe Wyposażenie Standardowe: Znajdziesz tu wszystko, co potrzebne do efektywnej rehabilitacji, m.in. regulowany podnóżek, regulowana środkowa część, uchwyty na pasy do stabilizacji, tapicerka skóropodobna standard line w różnorodnych kolorach, biały kolor stelaża, 2 stopki i 2 koła jezdne, pilot ręczny do regulacji oraz solidny blat o grubości 16 mm z pianką o grubości 50 mm.

Opcjonalne Dodatki: Dostosuj stół do indywidualnych potrzeb pacjenta, wybierając spośród opcjonalnych elementów, takich jak podłokietniki (PLUS), podpory pod ręce, wieszak na podkład celulozowy, tapicerka winylowa exclusive line w eleganckich kolorach, stelaż w dowolnym kolorze RAL, oraz praktyczny pokrowiec pod nogi.

Parametry Techniczne: Stół o długości 200 cm, szerokości 68 cm, regulowanej wysokości od 55 cm do 89 cm. Regulacja kąta nachylenia zagłówka od -60° do 35°, kąta nachylenia oparcia pleców od 0° do 72°, oraz kąta łamania leża od 0° do 25°. Dopuszczalne obciążenie wynosi imponujące 170 kg, a waga stołu to 70 kg.

Produkcja Krajowa: Nasz stół rehabilitacyjny jest wyprodukowany w kraju, wpisany do rejestru wyrobów medycznych i oferowany z 8% stawką VAT.

Zaawansowana technologia, solidna konstrukcja i kompleksowe wyposażenie sprawiają, że nasz stół rehabilitacyjny na kołach to doskonały wybór dla profesjonalistów z dziedziny rehabilitacji. Wspieraj proces zdrowienia z najlepszym sprzętem rehabilitacyjnym na rynku!

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor stelaża RAL J: brak , Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 14 , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 jasnoszary (+ 120,00 zł)

Pokrowiec pod nogi J: nie , tak (+ 52,00 zł)

Podłokietniki /Plus/: nie , tak (+ 362,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , 60 cm (+ 103,00 zł)