

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-terapeutyczny-nsr-t-e-p-887.html>



Stół terapeutyczny NSR-T E

Cena brutto	11 299,00 zł
Cena netto	10 462,04 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-NSR-T E

Opis produktu

Stół Terapeutyczny NSR-T E - Czteroczęściowy Stół Rehabilitacyjny

Stół terapeutyczny NSR-T E to wyjątkowy, czteroczęściowy model stacjonarnego stołu rehabilitacyjnego, który doskonale sprawdzi się w każdej placówce medycznej i rehabilitacyjnej. Wyjątkowym elementem wyróżniającym ten stół jest ruchoma tylna część blatu, specjalnie zaprojektowana do trakcji lędźwiowego odcinka kręgosłupa, co czyni go niezastąpionym narzędziem w terapii pacjentów z problemami kręgosłupa.

Wersje stołu NSR-T E:

- NSR-T E: Regulacja wysokości za pomocą siłownika elektrycznego, co zapewnia maksymalny komfort i łatwość obsługi.

Wyposażenie standardowe:

- Błat czteroczęściowy: Umożliwia precyzyjne dostosowanie do potrzeb pacjenta.
- Otwór z zatyczką w podglówku: Dla zwiększenia komfortu podczas zabiegów.
- Podglówek regulowany sprężyną gazową: Pozwala na szybkie i łatwe ustawienie odpowiedniej pozycji.
- Podnóżek regulowany sprężyną gazową: Dodatkowa regulacja dla lepszego dopasowania.
- Część piersiowa regulowana sprężyną gazową: Ułatwia dostosowanie pozycji pacjenta.
- Część lędźwiowa regulowana sprężyną gazową: Idealna do trakcji lędźwiowego odcinka kręgosłupa.
- Podłokietniki (kpl.): Zapewniają komfort podczas dłuższych zabiegów.
- Uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża: Gwarantują bezpieczeństwo pacjenta.
- Tapicerka skóropodobna standard line (kolory 1-25): Trwała i łatwa do utrzymania w czystości.
- Biały kolor stelaża: Estetyczny i uniwersalny wygląd.
- 4 regulowane stopki: Umożliwiają stabilne ustawienie stołu na nierównej powierzchni.
- Pilot ręczny do regulacji wysokości: Prosta i intuicyjna obsługa.
- Rama sterująca usytuowana w podstawie stołu do regulacji wysokości: Umożliwia wygodne sterowanie wysokością stołu.

Wyposażenie opcjonalne:

- Banany rehabilitacyjne (3 szt.): Dodatkowe wsparcie w trakcie terapii.
- Wieszak na podkład celulozowy 70 cm: Praktyczny dodatek do utrzymania higieny.
- Tapicerka winylowa exclusive line (kolory 101-112): Luksusowy wygląd i dodatkowa trwałość.
- Stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL: Możliwość personalizacji stołu.
- System jezdny z 4 skrętnymi kółkami: Łatwe przemieszczanie stołu.
- Pilot bezprzewodowy: Jeszcze większa wygoda w obsłudze.
- Pokrowiec pod nogi: Dodatkowy komfort podczas pozycji fotela.

Wyposażenie opcjonalne dostępne jest wyłącznie przy zakupie nowego stołu (z wyjątkiem pilota nożnego, wieszaka na podkład oraz pokrowca pod nogi).

Dane techniczne;

- Długość: 200 cm
- Szerokość: 69 cm*
- Wysokość: od 55 do 80 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
- Waga: 85 kg
- Regulacja kąta blatów (odcinków piersiowego i lędźwiowego): od -65 ° do +20 °
- Regulacja kąta nachylenia zagłówka względem odcinka piersiowego: od -50 ° do +25 °
- Regulacja kąta nachylenia podnóżka względem odcinka lędźwiowego: od -50 ° do +75 °
- Regulacja kąta podnóżka (na boki): od -20 ° do +20 °

Szerokość: Odnosi się do najszerszego odcinka stołu.

Tolerancja wymiarów stołu wynosi +/- 2 cm.

Stół terapeutyczny NSR-T E to niezawodny i wszechstronny wybór dla profesjonalistów, którzy wymagają najwyższej jakości i funkcjonalności. Dzięki zaawansowanej konstrukcji i szerokiemu zakresowi regulacji, zapewnia maksymalny komfort zarówno dla pacjenta, jak i terapeuty.

Do każdego zamówienia wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Pokrowiec pod nogi J: nie , tak (+ 52,00 zł)

Pilot regulacji elektrycznej J: pilot ręczny , pilot bezprzewodowy (+ 362,00 zł)

System jezdny J: Brak kół jezdnych , Unoszone koła jezdne (+ 506,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , 70 cm (+ 116,00 zł)

Banany 3 szt. J: nie , tak (+ 438,00 zł)