

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-weterynaryjny-elektryczny-p-3002.html>

## Stół weterynaryjny elektryczny



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Dostępność       | <b>W magazynie</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 tygodni</b>   |
| Numer katalogowy | <b>SM-WS-VET-E04</b> |

### Opis produktu

Stół weterynaryjny elektryczny to specjalistyczne urządzenie, które służy do przeprowadzania różnych procedur medycznych na zwierzętach. Jest to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia precyzyjną i skuteczną pracę weterynarza.

Stół weterynaryjny elektryczny charakteryzuje się regulowaną wysokością, co pozwala na dopasowanie stołu do wzrostu użytkownika oraz na dostosowanie wysokości stołu do wielkości i rodzaju zwierzęcia. Dzięki temu weterynarz może pracować w wygodnej pozycji, co przekłada się na większą precyzję i skuteczność wykonywanych zabiegów.

Wysokość stołu oraz kąt pochylenia regulowane są za pomocą silnika elektrycznego, co umożliwia płynne i precyzyjne ustawienie pożądanej wysokości. Stół wyposażony jest również w specjalne stopki, które zapewniają stabilność i bezpieczeństwo podczas pracy.

Wykonany on jest z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje nie tylko wytrzymałość, ale także łatwość w utrzymaniu czystości. Dzięki temu jest to urządzenie bardzo praktyczne i wygodne w użytkowaniu.

#### **Stół weterynaryjny elektryczny, cechy produktu:**

- stół weterynaryjny do zabiegów
- stelaż stalowy, pokryty farbą proszkową
- stół osadzony na regulowanych stopkach antypoślizgowych
- hydrauliczna regulacja wysokości (pilotem ręcznym)
- blat pokryty materiałem antypoślizgowym
- regulacja kąta nachylenia blatu (silownikiem elektrycznym)
- uchwyty (do montażu opcji dodatkowych-za dopłatą)
- stabilny
- odporny na odpryski i zarysowania
- polskiej produkcji
- sprzedawany z 23% VAT
- gwarancja na konstrukcję 24 miesiące
- gwarancja na akcesoria hydrauliczne 12 miesięcy

#### **Opcje dodatkowe (za dopłatą):**

- wieszak na kroplówkę
- euroszyny
- stolik narzędziowy
- pilot nożny
- wysięgnik wzdłużny

- 
- wysięgnik poprzeczny
  - kółka jezdne
  - miska uchylna

**Dane techniczne:**

- długość całkowita: 135cm
- wysokość: 56-106cm
- szerokość całkowita: 65cm
- typ blatu: pokryty materiałem antypoślizgowym
- elektryczna regulacja kąta nachylenia blatu: TAK
- zakres regulacji blatu: 0°-30°
- maksymalny nacisk: 150kg
- waga: 53kg
- napięcie elektryczne: 230V/50-60Hz
- maksymalna moc: 160W
- klasa ochrony: II
- obudowa: IP54

**Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.**

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kółka jezdne VET:** Nie , Tak

**Miska uchylna VET:** Nie , Tak

**Pilot nożny VET:** Nie , Tak

**Wieszak na kroplówkę VET:** Nie , Tak

**Euroszyny VET:** Nie , Tak

**Stolik narzędziowy VET:** Nie , Tak

**Wysięgnik poprzeczny VET:** Nie , Tak

**Wysięgnik wzdłużny VET:** Nie , Tak