

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-weterynaryjny-z-regulacja-wysokosci-p-3006.html>

Stół weterynaryjny z regulacją wysokości



Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 tygodni
Numer katalogowy	SM-WS-VET-H01

Opis produktu

Stół do gabinetów weterynaryjnych model VET-H01.

Stół jest produkowany w Polsce.

Konstrukcja stołu weterynaryjnego jest **stalowa**, pokryta farbą proszkową odporną na uszkodzenia **mechaniczne i zarysowania**.

Leżanka weterynaryjna, została osadzona na regulowanych **stopkach antypoślizgowych**.

W standardzie stół posiada w pełni łożyskowaną hydrauliczną regulację wysokości w **zakresie 56-106cm**, za pomocą dźwigni nożnej. Błat stołu weterynaryjnego został pokryty **materiałem antypoślizgowym**. Standardowo stół posiada uchwyty umożliwiające montaż opcji dodatkowych.

Cechy produktu:

- do gabinetów weterynaryjnych
- leżanka weterynaryjna
- stalowa konstrukcja malowana proszkowo
- stopki antypoślizgowe
- hydrauliczna regulacja wysokości (dźwignią nożną)
- blat pokryty antypoślizgowym materiałem
- odporny na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania
- uchwyty do montażu opcji dodatkowych
- produkowany w Polsce
- sprzedawany z 23% VAT

Opcje dodatkowe za dopłatą:

- miska uchylna
- wieszak na kroplówkę
- euroszyny
- stolik narzędziowy
- wsięgnik wzdłużny
- wsięgnik poprzeczny
- kółka jezdne

Dane techniczne:

- długość całkowita: 135cm

-
- wysokość: 56-106cm
 - szerokość całkowita: 65cm
 - typ blatu: pokryty materiałem antypoślizgowym
 - manualna regulacja kąta nachylenia blatu: NIE
 - maksymalny nacisk 200kg
 - waga urządzenia: 53kg

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wieszak na kroplówkę VET: Nie , Tak

Euroszyny VET: Nie , Tak

Stolik narzędziowy VET: Nie , Tak

Wysięgnik poprzeczny VET: Nie , Tak

Kółka jezdne VET: Nie , Tak

Miska uchylna VET: Nie , Tak

Wysięgnik wzdłużny VET: Nie , Tak