

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-weterynaryjny-zabiegowy-elektryczny-p-3004.html>

Stół weterynaryjny zabiegowy elektryczny



Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 tygodni
Numer katalogowy	SM-WS-VET-E02

Opis produktu

Stół weterynaryjny dla zwierząt model VET-E02

Stół zabiegowy, został on wykonany ze **stalowej konstrukcji na regulowanych stopkach antypoślizgowych**. Konstrukcja stołu została wykonana ze stali, **pokryta farbą proszkową odporną na odpryski i zarysowania**. Produkt jest bardzo solidny i jest produkowany w Polsce. W standardzie stół posiada w pełni **łożyskowaną elektryczną regulację wysokości w zakresie 56-106cm.**, za pomocą pilota ręcznego oraz blat wykonany ze **stali kwasoodpornej**. W standardzie stół posiada uchwyty umożliwiające montaż opcji dodatkowych.

Cechy produktu:

- stół weterynaryjny do zabiegów
- stelaż stalowy, pokryty farbą proszkową
- stół osadzony na regulowanych stopkach antypoślizgowych
- elektryczna regulacja wysokości (pilota ręcznym)
- blat ze stali kwasoodpornej
- uchwyty (do montażu opcji dodatkowych-za dopłatą)
- stabilny
- odporny na odpryski i zarysowania
- polskiej produkcji
- sprzedawany z 23% VAT

Opcje dodatkowe (za dopłatą):

- wieszak na kroplówkę
- euroszyby
- stolik narzędziowy
- pilot nożny
- wysięgnik wzdłużny
- wysięgnik poprzeczny
- kółka jezdne
- miska uchylna
- materac z materiału nieprzemalaknego

Dane techniczne:

- długość całkowita: 135cm
- wysokość: 56-106cm

-
- szerokość całkowita: 65cm
 - typ blatu: stal kwasoodporna
 - elektryczna regulacja kąta nachylenia blatu: NIE
 - maksymalny nacisk: 150kg
 - waga: 53kg
 - napięcie elektryczne: 230V/50-60Hz
 - maksymalna moc: 160W
 - klasa ochrony: II
 - obudowa: IP54

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wieszak na kroplówkę VET: Nie , Tak

Euroszyny VET: Nie , Tak

Stolik narzędziowy VET: Nie , Tak

Wysięgnik poprzeczny VET: Nie , Tak

Kółka jezdne VET: Nie , Tak

Miska uchylna VET: Nie , Tak

Pilot nożny VET: Nie , Tak

Wysięgnik wzdłużny VET: Nie , Tak

Nieprzemakalny materiał materaca: Nie , Tak