

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-z-jednoczesciowym-lezem-do-kabiny-ugul-p-1583.html>

Stół z jednoczęściowym leżem do kabiny UGUL



Cena brutto	4 341,00 zł
Cena netto	4 019,44 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SS-M05

Opis produktu

Stół SS-M05 to specjalistyczny stół rehabilitacyjny, zaprojektowany z myślą o prowadzeniu terapii w kabinie UGUL. Stół posiada jednoczęściowe leże oraz szeroki blat, który umożliwia prowadzenie ćwiczeń metodą Vojty i Bobatha. Konstrukcja stołu wykonana jest z wysokiej jakości stali, pokrytej farbą proszkową, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia.

Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą korby ręcznej, umieszczonej w tylnej części ramy stołu, a mechanizm regulacji wysokości jest w pełni łożyskowany. Dzięki temu regulacja wysokości jest płynna i łatwa w obsłudze. Szerokość stołu jest dostępna w trzech opcjach do wyboru: 80, 100 lub 120 cm.

Stół z jednoczęściowym leżem do kabiny UGUL posiada maksymalne obciążenie wynoszące 160 kg, co pozwala na bezpieczne i skuteczne przeprowadzanie terapii. Masa własna stołu wynosi 120 kg, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas terapii.

Jako opcje dodatkowe, dostępny jest wieszak na podkład oraz system kółek jezdnych, co ułatwia transport stołu w obrębie kliniki lub gabinetu. Dodatkowo, istnieje możliwość dokupienia wieszaka na papier, który zwiększa wygodę pacjenta i ułatwia przeprowadzanie terapii.

TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.

Stół z jednoczęściowym leżem do kabiny UGUL, cechy:

- przeznaczony zabiegów i badań medycznych, masażu lub rehabilitacji
- szeroki blat, umożliwiający ćwiczenia metodą Vojty i Bobatha
- prosta i stabilna konstrukcja stalowa malowana farbą proszkowo
- jedno-częściowe szerokie leże
- ręczna regulacja wysokości za pomocą korby
- w pełni łożyskowany mechanizm regulacji wysokości
- obicie dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej

Stół z jednoczęściowym leżem do kabiny UGUL, dane techniczne:

- długość: 200 cm
- szerokość: od 80 do 120 cm
- wysokość: od 48 do 100 cm
- masa własna: 120 kg
- maksymalne obciążenie: 160 kg

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: brak , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 324,00 zł) , N02 (+ 324,00 zł) , N03 (+ 324,00 zł) , N04 (+ 324,00 zł) , N05 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Kółka jezdne WS: nie , tak (+ 702,00 zł)

Szerokość stołu WS: brak , 80 cm , 90 cm , 100 cm , 110 cm , 120 cm

Wieszak na papier WS: nie , tak (+ 97,00 zł)