

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-zabiegowy-do-gabinetow-weterynarii-p-3005.html>

Stół zabiegowy do gabinetów weterynarii



Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 tygodni
Numer katalogowy	SM-WS-VET-E06

Opis produktu

Stół zabiegowy weterynaryjny model VET-E06-produkowany w Polsce.

Stół idealnie sprawdzi się w **gabinetach weterynarii**. Konstrukcja stołu jest **stalowa, pokryta farbą proszkową**, odporną na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania. Stół weterynaryjny osadzony jest na regulowanych, **antypoślizgowych stopkach**.

Standardowo produkt posiada w pełni łożyskowaną **elektryczną regulację wysokości** (w zakresie 56-106cm), za pomocą pilota ręcznego.

Błat pogłębiony ze stali kwasoodpornej. W tym modelu stołu, mają Państwo możliwość **regulowania również kąta nachylenia blatu** w zakresie 0°-30°, za pomocą siłownika elektrycznego. W standardzie stół posiada uchwyty umożliwiające montaż opcji dodatkowych.

Cechy produktu:

- do gabinetów weterynarii
- stalowa konstrukcja, pokryta farbą proszkową
- osadzony na antypoślizgowych stopkach regulowanych
- regulacja wysokości (pilota ręcznym)
- blat ze stali kwasoodpornej
- uchwyty umożliwiające montaż opcji dodatkowych
- regulacja kąta nachylenia blatu (siłownikiem elektrycznym)
- solidny
- odporny na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania
- produkowany w Polsce
- sprzedawany z 23% VAT

Opcje dodatkowe (za dopłatą):

- wieszak na kroplówkę
- euroszyny
- stolik narzędziowy
- pilot nożny
- wyciągnik wzdłużny
- wyciągnik poprzeczny
- kółka jezdne
- miska uchylna
- materac z materiału nieprzemakalnego

Dane techniczne:

- długość całkowita: 135cm
- wysokość: 56-106cm
- szerokość: 65cm
- typ blatu: pogłębiony wykonany z estali kwasoodpornej
- elektryczna regulacja kąta nachylenia blatu: TAK
- zakres regulacji blatu: 0°-30°
- maksymalny nacisk: 150kg
- waga urządzenia: 53kg
- napięcie elektryczne: 230 V / 50-60 Hz
- moc maksymalna: 160W
- klasa ochrony: II
- obudowa: IP54

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Miska uchylna VET: Nie , Tak

Pilot nożny VET: Nie , Tak

Wieszak na kroplówkę VET: Nie , Tak

Euroszyny VET: Nie , Tak

Stolik narzędziowy VET: Nie , Tak

Wysięgnik poprzeczny VET: Nie , Tak

Kółka jezdne VET: Nie , Tak

Nieprzemakalny materiał materaca: Nie , Tak

Wysięgnik wzdłużny VET: Nie , Tak