

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-zabiegowy-kozетка-podwyższona-p-3447.html>



Stół zabiegowy - kozetka podwyższona

Cena brutto	755,00 zł
Cena netto	699,07 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	7-14 dni
Numer katalogowy	SM-CPL-KP
Kod producenta	CPL-K

Opis produktu

Stół zabiegowy / kozetka podwyższona - 2-segmentowa, regulowane wezglowie

Wyrób medyczny - certyfikowany, VAT 8%

Stabilna kozetka lekarska o podwyższonej konstrukcji, z płynną regulacją kąta wezglowia w zakresie $\pm 40^\circ$. Idealna do gabinetów lekarza rodzinnego, fizjoterapii, zabiegów pielęgnacyjnych i badań diagnostycznych. Wyprodukowana w Polsce. Tapicerka w 18 kolorach, biały stelaż - łatwy do utrzymania w czystości.

Najważniejsze zalety

- Komfort i ergonomia: wysokość całkowita 820 mm (82 cm) - wygodniejsza pozycja pracy personelu.
- Regulowane wezglowie $\pm 40^\circ$ - szybkie dopasowanie pozycji pacjenta (leżenie / półsiedząca).
- Bezpieczna nośność **AŻ DO 180 kg** - solidna leżanka medyczna do codziennego, intensywnego użytku.
- Łatwa dezynfekcja - gładka tapicerka medyczna i malowany proszkowo biały stelaż.
- Estetyka gabinetu: aż 18 kolorów tapicerki - dopasuj do wystroju.
- Pewność zakupu: pełne certyfikaty i atesty (wyrób medyczny), sprzedaż ze stawką 8% VAT.

Dane techniczne

- Długość całkowita: 1880 mm (188 cm)
- Szerokość całkowita: 560 mm (56 cm)
- Wysokość całkowita: 820 mm (82 cm)
- Waga całkowita: około 25kg
- Uchwyt na papier
- Kąt nachylenia wezglowia: $\pm 40^\circ$
- Dopuszczalne obciążenie: **180 kg**
- Konstrukcja: stalowa, stelaż biały, malowany proszkowo
- Tapicerka: odporna na środki dezynfekcyjne, 18 kolorów do wyboru
- Status: wyrób medyczny - posiada niezbędne certyfikaty i atesty
- Pochodzenie: Polska
- Podatek VAT: 8%

Zastosowanie (przykłady)

1. gabinety POZ, AOS, prywatne kozetki lekarskie medyczne
2. zabiegi pielęgnacyjne, iniekcje, pobrania krwi (stabilna kozetka medyczna)
3. fizjoterapia, masaż tkanek powierzchniowych, badania USG w pozycji półsiedzącej
4. sale zabiegowe, punkty szczepień, sklep medyczny – wyposażenie gabinetów

Dlaczego kozetka podwyższona?

Wyższa baza (82 cm) zmniejsza ugięcie pleców i poprawia ergonomię pracy – to szczególnie ważne w pracy pielęgniarki, lekarza i fizjoterapeuty przy badaniach krótkich, ale częstych.

Dopasuj do swojego gabinetu

18 kolorów tapicerki – od stonowanych po wyraziste; odporna na środki czyszczące.

Biały stelaż – uniwersalny, „czysty” wygląd, pasuje do większości aranżacji.

Potrzebujesz niższego stołu zabiegowego? Znajdziesz go [tutaj](#)

FAQ

Czym różni się ta kozetka lekarska regulowana od standardowej?

Ma regulowane wezgłowie $\pm 40^\circ$ oraz podwyższoną wysokość 82 cm, co poprawia ergonomię pracy i komfort pacjenta.

Czy ta leżanka medyczna wytrzyma 180 kg?

Tak. Dopuszczalne obciążenie to 180 kg, co w praktyce oznacza bezpieczną pracę w gabinetach o dużym obłożeniu.

Czy produkt jest wyrobem medycznym?

Tak, to wyrób medyczny z kompletem certyfikatów i atestów. Sprzedawany z 8% VAT (zgodnie z przepisami).

Jakie wymiary ma ta kozetka lekarska?

Długość 188 cm, szerokość 56 cm, wysokość 82 cm. Regulacja wezgłowia $\pm 40^\circ$.

Czy tapicerka jest dostępna w różnych kolorach?

Tak, aż 18 kolorów do wyboru – łatwo dopasujesz do identyfikacji wizualnej gabinetu.

Szukam hasła „kozetka lekarska Salemed”. To ten model?

Tak – to popularny model dostępny w Salemed (kozetka lekarska regulowana / leżanka lekarska).

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki CPL: nie wybrano , 1004 łososiowy , 1017 pomarańczowy , 1044 beżowy , 1089 jasny pomarań. , 1123 żółty , 1158 brązowy , 3022 czerwony , 3036 wrzosowy , 5141 niebieski , 5153 granatowy , 5154 błękitny , 5161 fioletowy , 6021 zielony pistacjowy , 6100 zielony medyczny , 7000 szary , 6001 zielony trawiasty , 9001 biały , 9005 - czarny