

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stol-ze-stali-kwasoodpornej-na-blok-operacyjny-p-2603.html>

Stół ze stali kwasoodpornej na blok operacyjny



Cena brutto	2 500,00 zł
Cena netto	2 314,81 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PAK-01-100-70-80-K
Kod producenta	PAK-01-A-100-70-80-0-00-K12.6

Opis produktu

Stół do pakietowania stosowany jest w miejscach **gdzie czystość odgrywa priorytetową rolę, czyli w szpitalach, sterylizatoriach, laboratoriach, blokach operacyjnych, gabinetach weterynaryjnych lub kuchniach**. Jest typem stołu roboczego przeznaczonym do codziennej pracy z personelem medycznym. Wykonany jest w **całości ze stali kwasoodpornej** co powoduje że nie koroduje pod wpływem wilgoci i jest odporny na negatywne oddziaływanie detergentów oraz innych płynów. Stół wyposażony w **koła w obudowie z tworzywa sztucznego** o średnicy 125mm (szare), wszystkie z blokadą.

Cechy produktu:

- 1xblat prosty
- 2xszyna instrumentalna 25x10 mm
- na kółkach
- łatwy w utrzymaniu czystości
- wytrzymały i stabilny
- prosta konstrukcja
- ergonomiczny

Dane techniczne:

- szerokość: 1000 mm
- głębokość: 700 mm
- wysokość: 800 mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.