

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolek-medyczny-z-podnozkiem-p-1554.html>



Stołek medyczny z podnóżkiem i oparciem – regulowany taboret lekarski

Cena brutto	1 082,00 zł
Cena netto	879,67 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-TR-04

Opis produktu

Stołek medyczny z podnóżkiem i oparciem – regulowany taboret lekarski do gabinetu

Stołek medyczny z podnóżkiem i oparciem to profesjonalne siedzisko przeznaczone do pracy w gabinetach lekarskich, przychodniach, szpitalach, gabinetach zabiegowych, placówkach medycznych oraz gabinetach kosmetycznych. Produkt łączy funkcję wygodnego stołka medycznego, praktycznego taboretu lekarskiego i stabilnego siedziska pomocniczego do codziennych czynności wykonywanych przy pacjencie, biurku, aparaturze lub stanowisku zabiegowym.

Model został wyposażony w **podnóżek, oparcie pleców oraz regulację wysokości**, dlatego jest wygodniejszy niż prosty taboret bez podparcia. To dobry wybór dla osób, które szukają siedziska medycznego dopasowanego do pracy siedzącej, wymagającej stabilnej pozycji, szybkiej zmiany wysokości oraz komfortu podczas dłuższego użytkowania.

Regulowany stołek medyczny do pracy w gabinecie i placówce medycznej

Wysokość siedziska regulowana jest za pomocą **amortyzatora / sprężyny gazowej**, co pozwala dopasować pozycję pracy do stanowiska, wzrostu użytkownika oraz rodzaju wykonywanych czynności. Dzięki temu stołek sprawdzi się zarówno przy pracy przy biurku, jak i przy stanowisku diagnostycznym, zabiegowym lub pomocniczym.

Podstawa wykonana z **polerowanego aluminium** nadaje konstrukcji profesjonalny wygląd i dobrze pasuje do wyposażenia gabinetów medycznych. Okrągły podnóżek zwiększa wygodę siedzenia, a oparcie pleców daje dodatkowe podparcie podczas pracy. To połączenie sprawia, że produkt jest bardziej funkcjonalny niż klasyczny taboret lekarski bez oparcia i bez podnóżka.

Najważniejsze cechy stołka medycznego z podnóżkiem

- **regulacja wysokości** za pomocą sprężyny gazowej,
- **podnóżek** zwiększający komfort siedzenia,
- **oparcie pleców** poprawiające wygodę pracy,
- **podstawa z polerowanego aluminium**,
- **miękkie siedzisko** do codziennego użytkowania,
- **duży wybór kolorów tapicerki**,
- **tapicerka SANWIA® M754** odporna na zabrudzenia i dezynfekcję,
- zastosowanie w gabinetach lekarskich, szpitalach, przychodniach i placówkach medycznych.

Tapicerka SANWIA® M754 – praktyczne rozwiązanie do środowiska medycznego

Stołek został wykończony materiałem skóropodobnym **SANWIA® M754 powlekany PWC**. Jest to tapicerka o podwyższonej odporności na oleje, olejki do masażu, płyny fizjologiczne, alkohol oraz środki dezynfekcyjne z aktywnym chlorem. Dzięki temu produkt dobrze sprawdza się w miejscach, gdzie siedziska są często czyszczone, dezynfekowane i narażone na intensywne użytkowanie.

Łatwość utrzymania w czystości oraz odporność na zabrudzenia są szczególnie ważne w gabinetach lekarskich, zabiegowych, kosmetycznych, przychodniach i placówkach medycznych. Tapicerka SANWIA® pozwala połączyć estetyczny wygląd z praktycznością potrzebną w profesjonalnym wyposażeniu medycznym.

Do jakich zastosowań pasuje taboret lekarski z podnóżkiem?

Ten **taboret lekarski z podnóżkiem i oparciem** może być wykorzystywany jako siedzisko dla personelu medycznego, pomocniczy stołek do gabinetu, taboret do stanowiska zabiegowego lub regulowany stołek do pracy przy pacjencie. Sprawdzą się wszędzie tam, gdzie liczy się wygodne siedzenie, szybka regulacja wysokości oraz możliwość podparcia stóp i pleców.

- gabinet lekarski,
- gabinet okulistyczny,
- gabinet zabiegowy,
- przychodnia medyczna,
- szpital,
- placówka rehabilitacyjna,
- gabinet kosmetyczny,
- stanowisko pomocnicze przy aparaturze lub biurku.

Stołek medyczny z podnóżkiem – dane techniczne producenta

Rodzaj produktu	Stołek medyczny / taboret lekarski z podnóżkiem i oparciem
Wysokość na stopkach	59–84 cm
Wysokość na kółkach	64–89 cm
Średnica podstawy	Φ 65 cm
Siedzisko	Φ 35 cm
Podnóżek	Tak
Oparcie	Tak
Regulacja wysokości	Sprężyna gazowa / amortyzator gazowy
Materiał podstawy	Polerowane aluminium
Tapicerka	SANWIA® M754, materiał skóropodobny powlekany PWC
Zastosowanie	Gabinety lekarskie, przychodnie, szpitale, gabinety zabiegowe, placówki medyczne i kosmetyczne

Dlaczego warto wybrać ten stołek medyczny?

Ten model jest dobrym wyborem dla placówek, które potrzebują wygodnego, regulowanego i praktycznego siedziska do codziennej pracy. W odróżnieniu od prostych taboretów bez oparcia, produkt oferuje **podparcie pleców, podnóżek i regulację wysokości**, czyli elementy realnie wpływające na komfort personelu podczas pracy.

Stołek sprawdzi się zarówno jako **stołek medyczny z podnóżkiem**, jak i **taboret lekarski z oparciem**. Dzięki temu odpowiada na potrzeby klientów szukających wygodnego siedziska do gabinetu, przychodni, placówki medycznej lub stanowiska zabiegowego.

Zobacz również inne produkty z kategorii: [fotele lekarskie](#), [taborety lekarskie](#), [krzesła medyczne](#) oraz [meble medyczne](#).

FAQ

Czy stołek medyczny posiada regulację wysokości?

Tak. Stołek posiada regulację wysokości za pomocą sprężyny gazowej, dzięki czemu można dopasować wysokość siedziska do stanowiska pracy i wzrostu użytkownika.

Czy ten model ma podnóżek?

Tak. Produkt został wyposażony w okrągły podnóżek, który zwiększa komfort siedzenia i zapewnia wygodne podparcie dla stóp.

Czy stołek medyczny ma oparcie?

Tak. Model posiada oparcie pleców, dlatego jest wygodniejszy niż prosty taboret medyczny bez podparcia.

Jaka jest wysokość stołka na stopkach i na kółkach?

Według specyfikacji producenta wysokość na stopkach wynosi 59–84 cm, a wysokość na kółkach wynosi 64–89 cm.

Jaka jest średnica siedziska i podstawy?

Siedzisko ma średnicę Φ 35 cm, natomiast podstawa ma średnicę Φ 65 cm.

Do jakich gabinetów pasuje ten taboret lekarski?

Stołek sprawdzi się w gabinetach lekarskich, przychodniach, szpitalach, gabinetach zabiegowych, placówkach medycznych, placówkach rehabilitacyjnych oraz gabinetach kosmetycznych.

Czy tapicerka nadaje się do dezynfekcji?

Tak. Tapicerka SANWIA® M754 wykazuje podwyższoną odporność na alkohol oraz środki dezynfekcyjne z aktywnym chlorem, a także na oleje, olejki do masażu i płyny fizjologiczne.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki WS: nie wybrano , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 (biały) , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18

Kółka lub stopki do taboretu WS: nie wybrano , Kółka , Stopki

Oparcie taboretu WS: nie wybrano , Szerokie , Wąskie