

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolek-prysznicowy-trójkatny-p-3209.html>



Taboret prysznicowy trójkątny Timago KING do 150 kg

Cena brutto	125,00 zł
Cena netto	115,74 zł
Cena poprzednia	130,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KING-STTA-20

Opis produktu

Siedzisko pod prysznic, gdy długie stanie utrudnia kąpiel

Długie stanie pod prysznicem może być męczące dla seniora, osoby osłabionej, przechodzącej rekonwalescencję albo mającej ograniczoną sprawność ruchową. **Taboret prysznicowy trójkątny Timago KING** pozwala wykonywać część codziennych czynności higienicznych w pozycji siedzącej.

Ten regulowany **stolek pod prysznic** ma siedzisko o wymiarach **40 x 37 cm**, wysokość regulowaną od **39 do 54 cm** i maksymalne obciążenie **150 kg**. Cztery aluminiowe nogi zakończono gumowymi nasadkami, które zwiększają przyczepność do podłoża i pomagają ograniczyć przesuwanie taboretu.

Produkt dostępny jest w dwóch wersjach: **białej KING-STTA-20** oraz **czarnej KING-BSTTA-20**. Odpowiedni kolor należy wybrać przed dodaniem produktu do koszyka.

Najważniejsza przewaga: trójkątne siedzisko do ustawienia bliżej narożnika

Trójkątny kształt siedziska ułatwia ustawienie taboretu bliżej narożnika kabiny. To praktyczna przewaga w łazience, w której klasyczny okrągły lub kwadratowy stolek może zajmować zbyt dużo użytecznej przestrzeni.

Nie oznacza to jednak, że produkt zmieści się w każdej małej kabinie. Wymiary 40 x 37 cm dotyczą samego siedziska, a rozstaw nóg jest większy. Przed zakupem trzeba zmierzyć płaską powierzchnię brodzika oraz uwzględnić odpływ, zaokrąglenia, prowadnice i sposób otwierania drzwi.

Najważniejsze cechy taboretu Timago KING

- **trójkątne siedzisko 40 x 37 cm** – łatwiejsze do ustawienia bliżej narożnika,
- **regulacja wysokości 39-54 cm** – siedem poziomów co około 2,5 cm,
- **maksymalne obciążenie 150 kg**,
- **cztery regulowane nogi** zakończone gumowymi nasadkami,
- **lekka aluminiowa konstrukcja** o masie około 1,16 kg,
- **siedzisko z wytrzymałego tworzywa PCV**,
- **montaż bez przytwierdzania do ściany**,
- **dwa kolory**: biały albo czarny,
- **wyrób medyczny** przeznaczony do stosowania zgodnie z instrukcją producenta.

Dla kogo przeznaczony jest taboret prysznicowy?

Regulowane siedzisko pod prysznic może być pomocne dla:

- seniora, któremu długie stanie podczas kąpieli sprawia trudność,
- osoby z niepełnosprawnością lub ograniczoną sprawnością ruchową,
- osoby osłabionej lub szybko męczącej się w pozycji stojącej,
- użytkownika przechodzącego rekonwalescencję po urazie lub zabiegu,
- osoby poszukującej siedziska pod prysznic do 150 kg,
- użytkownika, który chce lepiej wykorzystać narożnik kabiny.

Użytkownik powinien potrafić samodzielnie usiąść i utrzymać stabilną pozycję bez podparcia pleców. Jeżeli potrzebuje oparcia, bocznych uchwytów albo pomocy podczas siadania i wstawania, należy wybrać model zapewniający większy poziom podparcia.

Porównaj dostępne [krzesła, taborety i siedziska prysznicowe](#) bez oparcia, z oparciem, z podłokietnikami oraz przeznaczone do montażu na ścianie.

Jeżeli nie wiesz, jaki rodzaj produktu będzie odpowiedni dla użytkownika, przeczytaj poradnik: [taboret, krzesło czy ławeczka prysznicowa – co wybrać i jak ustawić](#).

Czy jest to taboret, stółek czy krzeselko pod prysznic?

Produkt jest taborem prysznicowym bez oparcia i podłokietników. W języku potocznym może być nazywany **stółkiem pod prysznic, siedziskiem kąpielowym** albo **krzeselkiem prysznicowym**. Określenie „krzeselko” nie oznacza jednak, że model zapewnia podparcie pleców.

Brak oparcia i podłokietników pozostawia więcej swobody podczas mycia i ułatwia ustawienie produktu w mniejszej przestrzeni. Model nie będzie jednak odpowiedni dla osoby, która nie potrafi stabilnie siedzieć bez dodatkowego podparcia.

Jak sprawdzić, czy taboret zmieści się w kabinie?

1. Zmierz szerokość i głębokość płaskiej części brodzika.
2. Uwzględnij siedzisko 40 x 37 cm oraz dodatkowe miejsce zajmowane przez nogi.
3. Sprawdź, czy wszystkie cztery stopki będą stały na jednym poziomie.
4. Uwzględnij odpływ, zaokrąglenia brodzika i prowadnice drzwi.
5. Sprawdź, czy po ustawieniu taboretu drzwi nadal otwierają się swobodnie.
6. Pozostaw użytkownikowi miejsce na wygodne ustawienie stóp.

Samo porównanie wymiaru siedziska z wymiarem kabiny nie wystarczy. O stabilności ustawienia decyduje rzeczywista powierzchnia dostępna dla wszystkich czterech nóg.

Dokładną procedurę mierzenia znajdziesz w poradniku: [jak dobrać taboret do wymiarów kabiny i sprawdzić jego stabilność](#).

Jak dobrać wysokość siedziska?

Wysokość można ustawić w zakresie **39-54 cm**, skokowo co około 2,5 cm. Po zajęciu pozycji siedzącej użytkownik powinien móc oprzeć całe stopy na podłożu.

Po każdej zmianie ustawienia trzeba sprawdzić, czy wszystkie nogi mają jednakową wysokość, a klipsy regulacyjne zostały całkowicie osadzone w otworach. Taboret nie może kołysać się po ustawieniu na podłożu.

Trójkątny, okrągły czy kwadratowy taboret pod prysznic?

Model trójkątny warto wybrać, gdy najważniejsza jest możliwość ustawienia siedziska bliżej narożnika. Jeżeli użytkownik preferuje siedzisko bez wyraźnie wyznaczonego przodu, warto porównać [okrągły taboret prysznicowy Timago KING-STRA-20 do 150 kg](#).

Innym rozwiązaniem jest [kwadratowy taboret prysznicowy Timago KING do 150 kg](#) z klasycznym siedziskiem o wymiarach 30,5 x 30,5 cm.

Każdy z modeli ma inny kształt i rozstaw nóg, dlatego wyboru nie należy opierać wyłącznie na wymiarach powierzchni do siedzenia.

Dane techniczne taboretu Timago KING

Rodzaj produktu	taboret prysznicowy wolnostojący
Marka / seria	Timago KING

Model biały	KING-STTA-20
Model czarny	KING-BSTTA-20
Kształt siedziska	trójkątny
Wymiary siedziska	40 x 37 cm
Zakres regulacji wysokości	39-54 cm
Poziomy regulacji	7 poziomów, co około 2,5 cm
Maksymalne obciążenie	150 kg
Waga produktu	około 1,16 kg
Materiał siedziska	PCV / tworzywo sztuczne
Materiał nóg	aluminium
Liczba nóg	4
Nasadki antypoślizgowe	tak, gumowe
Oparcie	nie
Podłokietniki	nie
Model składany	nie
Kolor	biały lub czarny – do wyboru
Tolerancja wymiarów	około ±0,5-1 cm
Wyrób medyczny	tak
Gwarancja	24 miesiące

Montaż i zasady użytkowania

- Zamontuj wszystkie cztery nogi zgodnie z instrukcją producenta.
- Ustaw każdą nogę na jednakowej wysokości.
- Sprawdź prawidłowe osadzenie klipsów regulacyjnych.
- Ustaw produkt na równym i stabilnym podłożu.
- Przed użyciem sprawdź kompletność i stan gumowych nasadek.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 150 kg.
- Nie używaj taboretu jako stopnia, podestu ani drabinki.

Czyszczenie i konserwacja

Taboret można czyścić wodą, miękką gąbką oraz łagodnym środkiem przeznaczonym do powierzchni z tworzywa. Po kąpieli należy go opłukać i pozostawić do wyschnięcia.

Nie należy stosować preparatów ściernych, wybielaczy, benzyny ani silnych rozpuszczalników. Regularnie kontroluj stan nóg, klipsów regulacyjnych i gumowych nasadek. Nie używaj produktu, jeśli którykolwiek element jest poluzowany, zdeformowany lub uszkodzony.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor taboretu: Nie wybrano , Biały , Czarny