

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-anestezjologiczny-blat-abs-p-3188.html>

Stolik anestezjologiczny - blat ABS



Cena brutto	7 419,00 zł
Cena netto	6 869,44 zł
Cena poprzednia	7 660,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-01/ABS-WYP
Kod producenta	ANS-1D00-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(ABS3)-0000-K12.3-W

Opis produktu

Stolik anestezjologiczny z wyposażeniem premium: Niezawodność w obsłudze pacjenta.

Nasza oferta to wysokiej jakości stół anestezjologiczny, który zapewnia niezrównaną funkcjonalność i wygodę użytkowania. Zaprojektowany z myślą o potrzebach personelu medycznego, ten stół jest idealnym rozwiązaniem dla każdej placówki medycznej.

Wykonany z tworzywa ABS o białym kolorze, nasz stół posiada solidny blat z pogłębieniem otoczonym bandami o wysokości 40 mm, zapewniając stabilne i bezpieczne miejsce na prowadzenie procedur anestezjologicznych. Dodatkowo, wyposażony jest w szafkę stalową lakierowaną proszkowo na biało, z frontem lakierowanym na wybrany kolor z palety RAL wzornik. Szafka ta zawiera szufladę z samodociągami, umożliwiającą przechowywanie niezbędnych narzędzi i akcesoriów.

Nasze rozwiązanie uwzględnia także bezpieczeństwo i higienę, dzięki dwóm koszom na odpady wykonanym z tworzywa sztucznego z pokrywą w obudowie drucianej. Dodatkowo, stół posiada koszyk na akcesoria stalowy, lakierowany proszkowo, zapewniający porządek i łatwy dostęp do potrzebnych przedmiotów.

Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, pełniąc funkcję odbojów, zapewnia stabilność i łatwą mobilność dzięki kołom o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą. Dzięki temu stół można łatwo przemieszczać i pozycjonować w różnych obszarach placówki medycznej.

Nasze produkty cechują się najwyższą jakością wykonania i dbałością o szczegóły. Oferujemy również możliwość dostosowania kolorystyki elementów białych w kolorze szarym, umożliwiając dostosowanie stoika do istniejącego wystroju pomieszczeń.

Zalety naszego stoika anestezjologicznego:

- Solidna konstrukcja z tworzywa ABS i stali lakierowanej proszkowo
- Funkcjonalna szafka z szufladą i koszami na odpady, zapewniająca porządek i organizację
- Łatwa mobilność dzięki stabilnej podstawie ze specjalnymi kołami
- Możliwość personalizacji kolorystyki do indywidualnych potrzeb
- Zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas przeprowadzania procedur anestezjologicznych

Zainwestuj w nasz stół anestezjologiczny, aby zapewnić efektywną pracę personelu medycznego i komfort pacjentom podczas zabiegów.

Stolik anestezjologiczny - blat ABS, wyposażenie;

-
- szafka z szufladą (wysokość frontu: 156mm),
 - drzwiczki wyposażone w zamek,
 - 2xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem,
 - 2xkosz na odpady z tw. szt. z pokrywą w obudowie drucianej,
 - 1xkoszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo 360x160x150mm

Stolik anestezjologiczny - blat ABS, dane techniczne;

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000 mm
- Wymiary szafki: 600x500x805 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x140 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)