

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-anestezjologiczny-nadstawka-na-16-poj-p-3190.html>



## Stolik anestezjologiczny-nadstawka na 16 poj.

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>12 889,00 zł</b>                              |
| Cena netto       | <b>11 934,26 zł</b>                              |
| Cena poprzednia  | <b>12 920,00 zł</b>                              |
| Czas wysyłki     | <b>8-9 tygodni</b>                               |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-ANS-03/ST</b>                         |
| Kod producenta   | <b>ANS-30R-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)-0000-K12.3-W</b> |

### Opis produktu

Wyjątkowy Stolik Anestezjologiczny z nadstawką na 16 pojemników oraz funkcjonalną szafką, idealny do zastosowań medycznych. Ten kompleksowy system zapewnia wygodne przechowywanie i dostęp do niezbędnych narzędzi oraz akcesoriów podczas procedur medycznych.

Nadstawka na 16 pojemników (w układzie 5+5+6) oraz szafka z trzema szufladami o wysokości frontów 234 mm to rozwiązanie, które pomieści niezbędne narzędzia i akcesoria. Dodatkowo, stalowy blat boczny, lakierowany proszkowo, oraz nadstawka z obudową zamykaną na zamek zapewniają bezpieczne i wygodne miejsce do pracy.

Stolik wyposażony jest w odcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi, pojemnik na narzędzia, kosz na cewniki ze stali kwasoodpornej oraz inne przydatne akcesoria, takie jak kosz kolanowy czy wieszak na kroplówkę. Dzięki zintegrowanym z korpusem elementom, jak zamek centralny czy prowadnice szuflad z samodociągami, użytkowanie jest proste i bezpieczne.

Wykonany z wysokiej jakości materiałów, wózek posiada stalowy blat z pogłębieniem, lakierowany proszkowo na biało, oraz stalową szafkę lakierowaną proszkowo na biało, z frontem dostępnym w różnych kolorach z palety RAL. Stabilny stelaż z możliwością regulacji wysokości i podstawa z kołami z blokadą gwarantują mobilność i stabilność w każdych warunkach.

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego to 650x550x1000 mm, a z nadstawką osiąga wysokość 1700 mm. Dzięki tym parametrom oraz precyzyjnemu wykonaniu, ten stolik anestezjologiczny stanowi kompleksowe i niezawodne rozwiązanie dla każdej placówki medycznej.

#### **Stolik anestezjologiczny-nadstawka na 16 poj. wyposażenie;**

- szafka z 3 szufladami (wysokość frontów 3x234 mm),
- 1xblat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo,
- 1xnadstawka na 16 poj. (5+5+6),
- 1xobudowa nadstawki zamykana na zamek,
- 4xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem,
- 1xpojemnik na narzędzia 325x175x40mm,
- 1xkosz na cewniki ze stali kwasoodpornej 115x115x500mm,
- 1xkosz kolanowy,
- 1xwieszak kroplówki,
- 1xzamek centralny.

#### **Stolik anestezjologiczny-nadstawka na 16 poj. dane techniczne;**

- 
- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm
  - wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm
  - Wymiary szafki: 600x500x805 mm
  - wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x209 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolorystyka RAL:** nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

**Wybierz centralny zamek do wózka:** Nie , Tak (+ 250,00 zł )