

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-anestezjologiczny-nadstawka-na-zamek-p-3196.html>



Stolik anestezjologiczny - nadstawka na zamek

Cena brutto	12 549,00 zł
Cena netto	11 619,44 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-40
Kod producenta	ANS-40R-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)-0000-K12.3-W

Opis produktu

Stolik anestezjologiczny z nadstawką i szafką z 4 szufladami to niezawodne rozwiązanie dla każdego gabinetu medycznego. Ten zaawansowany stół został zaprojektowany, aby zapewnić pełną funkcjonalność i wygodę podczas procedur medycznych. Posiada szereg innowacyjnych cech, które sprawiają, że jest nie tylko praktyczny, ale także bezpieczny i łatwy w obsłudze.

W skład tego wysokiej jakości produktu wchodzi:

- Blat stalowy lakierowany proszkowo, zapewniający trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości.
- Nadstawka z 16 pojedynczymi pojemnikami, idealna do przechowywania niezbędnego sprzętu medycznego.
- Szafka z 4 szufladami o różnej wysokości frontów, umożliwiającą uporządkowane przechowywanie różnorodnych narzędzi i materiałów.
- Obudowa nadstawki zamykana na zamek, zapewniająca bezpieczne przechowywanie i dostęp tylko dla uprawnionych osób.
- Odcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi, zapewniające stabilne i bezpieczne umieszczenie narzędzi.
- Kosz na zużyte igły oraz pojemnik na narzędzia ze stali kwasoodpornej, zapewniające higieniczne i bezpieczne usuwanie odpadów medycznych.
- Dodatkowe elementy, takie jak kosz kolanowy czy wieszak na kroplówkę, zapewniające wygodę i funkcjonalność podczas procedur medycznych.
- Solidna konstrukcja ze stali lakierowanej proszkowo, odporna na uszkodzenia i łatwa w utrzymaniu czystości.
- Regulacja wysokości nadstawki oraz możliwość rozbudowy wózka o dodatkowe wyposażenie, dzięki czemu można dostosować go do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom i solidnej konstrukcji, stół anestezjologiczny z nadstawką i szafką z 4 szufladami to niezastąpione narzędzie w każdym profesjonalnym gabinecie medycznym. Zapewnia nie tylko bezpieczeństwo i higienę, ale także wygodę i efektywność podczas wykonywania procedur medycznych.

Stolik anestezjologiczny - nadstawka na zamek, wyposażenie;

- szafka z 4 szufladami (wysokość frontów: 3x156mm, 1x234mm),
- 1x blat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo,
- 1x nadstawka 16 poj. (6+5+5),
- 1x obudowa nadstawki zamykana na zamek,
- 4x odcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem,
- 1x poj. na zużyte igły,
- 1x kosz na cewniki ze stali kwasoodpornej 115x115x500mm,

-
- 1xpojemnik na narzędzia 325x175x40mm,
 - 1xkosz kolanowy,
 - 1xwieszak kroplówki,
 - 1xzamek centralny.

Stolik anestezjologiczny - nadstawka na zamek, dane techniczne;

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm
- Wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm
- Wymiary szafki: 600x500x805 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady (przy wysokości frontów 3x156mm): 525x440x140 mm(przy wysokości frontu 1x234mm): 525x440x209 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość].

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)