

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-anestezjologiczny-wieszak-kroplowki-p-3201.html>



Stolik anestezjologiczny - wieszak kroplówki

Cena brutto	10 611,00 zł
Cena netto	9 825,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-50
Kod producenta	ANS-50R-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)-0000-K12

Opis produktu

Stolik anestezjologiczny z kompleksowym wyposażeniem medycznym

Nasz stolik anestezjologiczny to wyjątkowy produkt, który zapewnia kompleksowe wsparcie podczas procedur medycznych. Wyposażony w wysokiej jakości funkcje, zapewnia niezbędną wygodę i efektywność pracy personelu medycznego.

Główne cechy produktu:

- Wieszak kroplówki dla wygodnego i bezpiecznego podawania płynów pacjentowi.
- Szafka z 5 szufladami, zapewniająca odpowiednie miejsce na przechowywanie niezbędnego sprzętu i materiałów medycznych. Fronty szuflad zostały starannie zaprojektowane, aby zapewnić optymalny dostęp do zawartości.
- Błat boczny wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, który można wysuwać, co zwiększa przestrzeń roboczą i ułatwia manipulację podczas procedur.
- Nadstawka z 11 pojemnikami, zapewniająca dodatkową przestrzeń na niezbędne narzędzia i materiały.
- Trzy odcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi, gwarantujące bezpieczne umieszczenie narzędzi oraz łatwy dostęp do nich.
- Pojemnik na narzędzia i kosz na cewniki wykonane ze stali kwasoodpornej, zapewniające trwałość i higienę.
- Zamek centralny, który zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych materiałów.

Wykonanie produktu:

- Błat stalowy lakierowany proszkowo na biało, otoczony bandami w kolorze frontów, co zapewnia estetyczny wygląd i łatwą identyfikację produktu.
- Szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało, wyposażona w prowadnice szuflad z samodociągami, co zapewnia płynne i ciche ich wysuwanie.
- Stelaż nadstawki lakierowany proszkowo na biało z kanałami montażowymi, umożliwiającymi regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe.
- Podstawa stalowa lakierowana proszkowo z kołami o średnicy 125 mm, z blokadą, zapewniającą stabilność i łatwość przemieszczania wózka.
- Uchwyt do pojemnika na narzędzia ze stali kwasoodpornej, gwarantujący trwałość i higienę produktu.

Wymiary:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm
- Wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm
- Wymiary szafki: 600x500x805 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflad:
 - Przy wysokości frontów 2x97mm: 525x440x82 mm

-
- Przy wysokości frontu 1x156mm: 525x440x141 mm
 - Przy wysokości frontów 2x175mm: 525x440x150 mm

Nasz stolik anestezjologiczny to niezawodne rozwiązanie, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników w zakresie komfortu, funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)