

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-anestezjologiczny-z-koszem-na-cewniki-p-3193.html>



Stolik anestezjologiczny z koszem na cewniki

Cena brutto	12 580,00 zł
Cena netto	11 648,15 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-03/KO/WYP
Kod producenta	ANS-30R-B(KO)S(KO)F(KO)P(KO)-0000-K12.6-W

Opis produktu

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym produktem medycznym - Stolikiem Anestezjologicznym z Koszem na Cewniki. To niezwykle funkcjonalne i innowacyjne rozwiązanie, które zostało stworzone z myślą o potrzebach personelu medycznego oraz komforcie pacjenta.

Nasz stolik anestezjologiczny został starannie zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną wygodę i efektywność podczas procedur medycznych. Posiada szereg unikalnych cech, które wyróżniają go na tle innych produktów na rynku:

- Kosz na cewniki o solidnej konstrukcji ze stali kwasoodpornej, zapewniający bezpieczne przechowywanie i łatwy dostęp do niezbędnego wyposażenia.
- Szafka z trzema szufladami, każda o wysokości frontów 234 mm, oferująca dużą pojemność i organizację potrzebnego sprzętu medycznego.
- Błat boczny wykonany ze stali kwasoodpornej, który można łatwo wysunąć, zapewniając dodatkową powierzchnię roboczą w czasie procedur.
- Nadstawka zamykana na klucz, idealna do przechowywania materiałów medycznych, które wymagają dodatkowego zabezpieczenia.
- Szyny instrumentalne z narożnikami zintegrowanymi z korpusem, zapewniające stabilność i bezpieczeństwo podczas przechowywania narzędzi medycznych.
- Dodatkowe pojemniki na rękawiczki i zużyte igły, zapewniające higieniczne i bezpieczne warunki pracy dla personelu medycznego.

Wykonanie naszego stolika anestezjologicznego zostało dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, aby sprostać nawet najwyższym wymaganiom użytkowników:

- Błat ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, otoczony bandami o wysokości 50 mm, zapewniający trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości.
- Szafka i stelaż nadstawki wykonane ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, lakierowane na wybrany kolor z palety RAL, co pozwala dopasować produkt do indywidualnych preferencji estetycznych.
- Stelaż nadstawki lakierowany proszkowo, zapewniający trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.
- Podstawa ze stali kwasoodpornej z kołami o średnicy 125 mm, w tym dwoma z blokadą, zapewniająca łatwą mobilność i stabilność w każdych warunkach.

Wymiary naszego stolika anestezjologicznego bez wyposażenia opcjonalnego to 650x550x1000 mm, a z nadstawką osiąga wysokość 1700 mm. Dzięki temu produkt ten jest nie tylko funkcjonalny, ale także kompaktowy i łatwy w przechowywaniu.

Zapewniamy, że nasz Stolik Anestezjologiczny z Koszem na Cewniki spełni wszystkie oczekiwania dotyczące jakości, funkcjonalności i wygody, stając się niezastąpionym narzędziem w codziennej pracy personelu medycznego.

Stolik anestezyjologiczny z koszem na cewniki, wyposażenie;

- szafka z 3 szufladami (wysokość frontów 3x234 mm),
- 1xblat boczny wysuwany ze stali kwasoodpornej,
- 1xnadstawka 11 poj. (5+6),
- 1xobudowa nadstawki zamykana na klucz,
- 3 x odcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem,
- 1xodcinek szyny na nadstawce,
- 2xpojemnik na rękawiczki obudowane z 3 stron,
- 1xpoj. na zużyte igły,
- 1xkosz na cewniki ze stali kwasoodpornej 115x115x500mm,
- 1xwieszak kroplówki,
- 1xkosz kolanowy o poj. 8l,
- 1xzamek centralny.

Stolik anestezyjologiczny z koszem na cewniki, dane techniczne;

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm
- wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm
- wymiary szafki: 600x500x805 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x209 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)