

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-anestezjologiczny-ze-stali-kwasoodpornej-p-1887.html>



Stolik anestezjologiczny ze stali kwasoodpornej

Cena brutto	10 756,00 zł
Cena netto	9 959,26 zł
Cena poprzednia	10 876,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-03-KO-w
Kod producenta	ANS-30R-B(KO)S(KO)F(KO)P(KO)-0000-K12.6-W

Opis produktu

Zapewnij swoim pacjentom najwyższy komfort i bezpieczeństwo podczas zabiegów anestezjologicznych dzięki Stolikowi Anestezjologicznemu wykonanemu z najwyższej jakości stali kwasoodpornej. Ten nowoczesny i funkcjonalny stolik to niezbędne wyposażenie dla każdej placówki medycznej.

Wyjątkowe cechy produktu:

Zintegrowane szafka z 3 szufladami: Oferuje wystarczająco dużo miejsca na przechowywanie niezbędnych narzędzi i akcesoriów, zapewniając jednocześnie łatwy dostęp do nich w trakcie zabiegów.

Boczny blat wysuwany: Idealny do przechowywania dodatkowych narzędzi lub dokumentów podczas procedur medycznych, zapewniając wygodę i ergonomiczne warunki pracy personelu medycznego.

Nadstawka z wieloma pojemnikami: Posiada łącznie 11 pojemników, co umożliwia uporządkowane przechowywanie różnorodnych materiałów medycznych.

Szyny instrumentalne z narożnikami zabezpieczonymi: Zapewniają bezpieczne mocowanie narzędzi oraz minimalizują ryzyko uszkodzeń podczas przemieszczania wózka.

Wysokiej jakości materiały: Blat i szafka wykonane ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9 zapewniają trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości, co jest kluczowe w środowisku medycznym.

Funkcjonalne dodatki: W zestawie znajdują się m.in. pojemnik na zużyte igły, uchwyt na miskę oraz kosz na odpady z pokrywą, co gwarantuje bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Regulowana wysokość: Stelaż nadstawki umożliwia regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych, dostosowując się do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Mobilność: Podstawa wyposażona w koła z blokadą zapewnia łatwe przemieszczanie wózka po placówce medycznej, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności w trakcie użytkowania.

Stolik anestezjologiczny ze stali kwasoodpornej, wyposażenie;

- szafka z 3 szufladami (wysokość frontów 3x234 mm),
- 1xblat boczny wysuwany ze stali kwasoodpornej,
- 1xnadstawka 11 poj. (5+6),

-
- 2xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem,
 - 3xodcinki szyny na nadstawce,
 - 1xmiska o średnicy 220 mm poj. 2,5 ze stali nierdzewnej,
 - 1xpoj. na rękawiczki obudowany z 3 stron,
 - 1xpoj. na zużyte igły,
 - 1xkoszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej 295x95x85mm,
 - 1xwieszak kroplówki,
 - 1xkosz na odpady z tw. szt. z pokrywą, w obudowie drucianej,

Specyfikacje techniczne:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm
- Wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm
- Wymiary szafki: 600x500x805 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x209 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

Zaopatrz się w Stolik Anestezjologiczny, który spełni nawet najwyższe oczekiwania personelu medycznego i zapewni optymalne warunki pracy podczas procedur medycznych. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i solidnej konstrukcji, ten produkt będzie niezastąpionym elementem wyposażenia Twojej placówki medycznej.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)