

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-chirurgiczny-na-kolkach-z-regulowana-wysokoscia-p-591.html>



Stolik chirurgiczny na kółkach z regulowaną wysokością

Cena brutto	692,00 zł
Cena netto	562,60 zł
Czas wysyłki	6-8 tygodni
Numer katalogowy	SM-MW-SCH-ST201

Opis produktu

Stolik chirurgiczny posiada trzy jezdne kółka i wykonany jest z profili metalowych oraz blachy o grubości 1,5 mm. Stanowi on ważny element wyposażenia szpitali oraz sal operacyjnych. Trzy skrętne kółka umożliwiają przewożenie i przestawianie stolika w dogodne miejsce. Dodatkowo możliwość blokady dwóch z nich zabezpiecza stół przed niekontrolowanym przemieszczaniem się. Nasz stół chirurgiczny wykonany jest z wysokiej jakości materiałów, odporny na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne i zapewnia długotrwałe użytkowanie.

Cechy stolika chirurgicznego z regulowaną wysokością:

- wykonany z blachy i profili metalowych
- poręczny i łatwy do przestawiania
- funkcja blokady dwóch kółek
- stabilny
- odporny na uszkodzenia
- możliwość wyboru koloru

Dane techniczne:

- wysokość regulowana: od 920 do 1380 mm
- szerokość: 400 mm
- głębokość: 600 mm
- waga: 9 kg